



## CATALOGUE GÉNÉRAL

Orthopédie, Podologie, Sport...  
Découvrez nos produits & nos services  
pour vous accompagner au quotidien.



■ SOLUTIONS  
ORTHOPÉDIQUES  
PODOLOGIQUES  
2017

Les attentes des prescripteurs, les vôtres et celles des patients évoluent. Nos solutions aussi !

C'est pour cette raison que la société SM Europe, n°3 de l'orthopédie en France\*, s'est récemment associée à la société **Orliman**, leader de l'orthopédie en Espagne, afin de vous accompagner dans votre démarche quotidienne de conseil expert.

Nous disposons désormais de notre propre service R&D et d'un outil de production interne. Ceci nous permet d'utiliser les techniques d'assemblage les plus pointues et les matériaux les plus novateurs, pour que la délivrance soit facilitée et l'observance maximisée. Mais nous ne nous arrêtons pas aux produits. Notre particularité réside dans un cercle vertueux d'**accompagnement au quotidien afin de développer votre expertise**.

Nous sommes donc ravis de vous faire découvrir notre nouveau catalogue général, construit autour de nos différentes solutions produits et riche d'informations expertes facilitant votre conseil !

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

**L'équipe SM Europe.**

\*Source : Celtipharm, ventes valeur, cumul annuel mobile, décembre 2016.

## NOS SERVICES



### SERVICE LIVRAISON

**Commande jusqu'à 16h30**  
Livraison avant 12h30 le lendemain et le samedi matin.



### ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Horaires : 8h45 - 18h30 sans interruption.  
**Service d'astreinte et de matériovigilance soir et week-end.**



### COMMANDE PHARMA ML

Demandez vos codes auprès du Service Client et **devenez autonome pour passer vos commandes.**



### PROGRAMME DE FORMATION

Un programme complet sur l'aide à la vente et au conseil. Pour plus d'informations, contactez votre technico-commercial(e).



### RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Un service dédié à l'innovation, intégré dans nos locaux, pour être toujours plus attentif à vos demandes et même les devancer.



### QR CODES

Déployés sur nos packs et nos catalogues pour un accès direct aux informations complémentaires "online", depuis votre tablette ou votre smartphone.



### CAUTION MÉDICALE

Régulièrement sélectionnée par les instances médicales à l'occasion de grandes compétitions sportives.



### PACKAGING MULTI-FACES

Idéal pour optimiser l'agencement de votre rayon.



### SITE INTERNET

Découvrez notre nouveau site **orliman.fr** et retrouvez toutes les infos produits, des explications sur les pathologies et d'autres ressources pour vous accompagner au quotidien.



Nos solutions  
orthopédiques et  
podologiques répondent  
aux différents besoins  
de vos patients.

## NOS GAMMES DE SOLUTIONS

### ORLIMAN.

Une gamme complète de produits répondant à toutes les pathologies, de chroniques à aiguës et correspondant aux attentes des différents prescripteurs et patients.



COLLIER CERVICAL



CEINTURE LOMBAIRE



BANDAGE  
D'IMMOBILISATION



GENOUILÈRE



ATELLE  
DE POIGNET



ATELLE  
DE CHEVILLE

### ORLIMAN. *Kids*

Une gamme dédiée à l'enfant. Des produits répondant à la morphologie des plus petits.

### ORLIMAN. *SPORT*

Une gamme spécifiquement développée pour la pratique sportive.

### ORLIMAN. *FeetPAD*

Une gamme podologie, pour le soin et le confort du pied.

### ORLIMAN. *Cryotherapy*

Une gamme de thérapie par le froid.





## SOMMAIRE

### TRONC / RACHIS

- 6 | Rappel anatomique
- 8 | Nos solutions Colliers
- 10 | Guide de délivrance Dos
- 11 | Nos solutions Ceintures

### ÉPAULE / BRAS

- 16 | Rappel anatomique
- 18 | Guide de délivrance
- 20 | Nos solutions

### POIGNET / MAIN

- 28 | Rappel anatomique
- 30 | Guide de délivrance
- 32 | Nos solutions

### GENOU

- 42 | Rappel anatomique
- 44 | Guide de délivrance
- 46 | Nos solutions

### CHEVILLE / PIED

- 54 | Rappel anatomique
- 56 | Guide de délivrance
- 58 | Nos solutions

### 66 ORLIMAN® KIDS

### 74 ORLIMAN® SPORT

### ORLIMAN® FEETPAD

- 80 | Gamme Podologie
- 87 | Gamme CHUT  
(chaussures thérapeutiques à usage temporaire)

### CRYO / BANDES


- 96 | Protocole R.I.C.E.
- 97 | Attelles Cryotec®
- 98 | Attelles de cryothérapie compressive Cryopump®
- 100 | Compresse de froid Cryopad®  
et chaud/froid Thermopad®
- 101 | Bandes de contention Neostrap®

### 102 OUTILS



## RAPPEL ANATOMIQUE

Retrouvez plus d'informations sur les pathologies sur [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)





TRONC / RACHIS




# COLLIER C1

## INDICATIONS :

Torticolis, Cervicarthrose débutante.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Système double densité "serpentine" : densité de mousse optimisée pour un port prolongé conservant sa qualité dans le temps,
- **Housse de protection amovible et facilement lavable,**
- Densité 32 kg/m<sup>3</sup>.



TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU 7,5 cm		HAUTEUR DE COU 9,5 cm		HAUTEUR DE COU 10,5 cm	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	30 - 34 cm	3664338.000483	6034545	3664338.000407	6034530	3664338.000445	6034538
2	35 - 39 cm	3664338.000490	6034547	3664338.000414	6034531	3664338.000452	6034540
3	40 - 44 cm	3664338.000506	6034548	3664338.000421	6034533	3664338.000469	6034541
4	45 - 50 cm	3664338.000513	6034549	3664338.000438	6034535	3664338.000476	6034544

LPPR : 2118823 / 9,25€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Collier C1 - Orliman®



EXISTE  
EN TAILLE  
ENFANT  
page 68

**Forme anatomique**  
bonne repose au niveau  
des maxillaires et du larynx.

**3 hauteurs disponibles**  
pour une meilleure  
adaptation  
morphologique.


# COLLIER C2

## INDICATIONS :

Entorse légère, Névralgie cervico-brachiale, Cervicarthrose aiguë.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Système double densité "serpentine" : densité de mousse optimisée pour un port prolongé conservant sa qualité dans le temps,
- **Housse de protection amovible et facilement lavable,**
- Renfort intégré inamovible en plastique,
- Densité 32 kg/m<sup>3</sup>.



TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU 7,5 cm		HAUTEUR DE COU 9,5 cm		HAUTEUR DE COU 10,5 cm	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	30 - 34 cm	3664338.000278	6034504	3664338.000308	6034509	3664338.000346	6034516
2	35 - 39 cm	3664338.000285	6034505	3664338.000315	6034510	3664338.000353	6034518
3	40 - 44 cm	3664338.000292	6034507	3664338.000322	6034512	3664338.000360	6034519
4	45 - 50 cm	-	-	3664338.000339	6034513	3664338.000377	6034522

LPPR : 2139009 / 13,10€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Collier C2 - Orliman®



EXISTE  
EN TAILLE  
ENFANT  
page 68

**Forme anatomique**  
bonne repose au niveau  
des maxillaires et du larynx.

**3 hauteurs disponibles**  
pour une meilleure  
adaptation  
morphologique.

COLLIER CERVICAL RIGIDE

# COLLIER C3

IMMOBILISATION




## INDICATIONS :

Traumatisme cervical, Entorse moyenne.

## CARACTÉRISTIQUES :


- Réglable en hauteur par velcro®,
- Structure plastique.



TAILLE	TOUR DE COU	ACL 13
1	36 - 40 cm	34010.4640802.2
2	41 - 45 cm	34010.4640819.0
3	46 - 50 cm	34010.4640825.1

LPPR : 2105938 / 15,71€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Collier C3 - Orliman®



COLLIER CERVICAL RIGIDE

# COLLIER C4

IMMOBILISATION



## INDICATIONS :

Traumatisme et Entorse grave, Trachéotomie.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Appui sternal (mentonnier) et occipital,
- Immobilisation du rachis cervical avec ouverture trachéale,
- Structure plastique avec plaque perforée permettant la prise de pouls et un passage de canule pour une trachéotomie.



TAILLE	TOUR DE COU	ACL 13
1	28 - 33 cm	34010.9767950.1
2	33 - 43 cm	34010.9767967.9

LPPR : 2193813 / 18,77€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Collier C4 - Orliman®





# GUIDE DE DÉLIVRANCE DOS



Cet outil est destiné à vous guider dans la recommandation des produits Orliman®. Il ne doit pas se substituer à la prescription médicale.



CEINTURE CORSET

**DYNAMIC FIX<sup>®</sup>** 28 cmIDÉAL  
Personne très algiqueMAINTIEN RENFORCÉ  

## INDICATIONS :

Tassements vertébraux,  
Métastases vertébrales,  
Spondylolyse, Spondylarthrite,  
Ostéoporose, Discarthrose,  
Post-opératoire, Lombarthrose,  
Stabilisation lombaire,  
Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie).


**Fournie avec 2 coques interchangeables**

(thermoformée ou semi-rigide)  
pour adapter la ceinture aux  
différentes pathologies du patient  
(immobilisation renforcée à modérée).



HAUTEUR 28 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13
1	75 - 85 cm	34010.6018166.6
2	85 - 95 cm	34010.6018167.3
3	95 - 110 cm	34010.6018168.0
4	110 - 125 cm	34010.6018169.7
5	125 - 140 cm	34010.6018170.3

LPPR : 201E00.05 / 167,69€<sup>TTc</sup>

**Système multi-poulies au dos**  
associé au réglage par filins  
permet une contention homogène  
et un serrage sans effort.

Prescrire : Dynamic Fix<sup>®</sup> - Orliman<sup>®</sup>

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

**LOMBOBELT ACTIV<sup>®</sup>** 21 & 26 cmIDÉAL  
Efforts soutenusMAINTIEN RENFORCÉ  

## INDICATIONS :


Stabilisation lombaire, Hernie discale  
(Sciatalgie, Cruralgie), Lombalgie aiguë,  
Post-opératoire, Lombarthrose.

## CARACTÉRISTIQUES :

- 4 sangles de serrage combinées à un système de poulies offrant une contention progressive et une correction posturale sans effort,
- Découpe spécifique et matériaux choisis pour offrir un excellent confort.

**2 hauteurs disponibles**  
**21 et 26 cm**


pour une meilleure adaptation morphologique.



**Réglage distinct dorso-lombaire et sacro-lombaire**  
permettant de diminuer les contraintes exercées sur les vertèbres lombaires.

HAUTEUR 21 cm  
(patient < 160 cm)HAUTEUR 26 cm  
(patient > 160 cm)

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13	ACL 13
1	65 - 75 cm	34015.9713084.7	34010.5172705.7
2	75 - 90 cm	34015.9713090.8	34010.5172728.6
3	90 - 105 cm	34015.9713109.7	34010.5172740.8
4	105 - 120 cm	34015.9713115.8	34010.5172757.6
5	120 - 140 cm	34015.9713121.9	34015.6224640.5

LPPR : 201E00.021 / 47,19€<sup>TTc</sup> LPPR : 201E00.022 / 55,86€<sup>TTc</sup>Prescrire : Lombobelt Activ<sup>®</sup> - Orliman<sup>®</sup>

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

# LOMBOBELT RENFORT® 21 & 26 cm

**IDÉAL**  
Travailleur  
de force

**MAINTIEN RENFORCÉ**

**INDICATIONS :**

Stabilisation lombaire, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie), Lumbago.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Matériaux très résistants permettant une contention forte.

**2 hauteurs disponibles**  
**21 et 26 cm**

pour une meilleure adaptation morphologique.




**Baleines rigides**  
à préformer à la main  
pour un maintien adapté.

**Double bande de rappel postural**  
favorisant une contention  
graduelle en fonction  
de l'effort à fournir.

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 21 cm (patient < 160 cm)		HAUTEUR 26 cm (patient > 160 cm)	
		ACL 13	TOUR DE TAILLE	ACL 13	
1	55 - 75 cm	34010.4633877.0	-	-	-
2	75 - 90 cm	34010.4633883.1	60 - 75 cm	34010.4486583.4	
3	90 - 105 cm	34010.4633908.1	75 - 90 cm	34010.4486608.4	
4	105 - 125 cm	34010.4633914.2	90 - 105 cm	34010.4486614.5	
5	125 - 145 cm	34010.6006103.6	105 - 120 cm	34010.4486620.6	
6	-	-	120 - 145 cm	34010.4486637.4	
7	-	-	145 - 160 cm	34010.6005611.7	

LPPR : 201E00.021 / **47,19€<sup>TTC</sup>** LPPR : 201E00.022 / **55,86€<sup>TTC</sup>**



Prescrire : Lomobelt Renfort® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

# L'ÉVOLUTIVE® 21 & 26 cm

**IDÉAL**  
Travailleur du secteur tertiaire

**MAINTIEN**

**INDICATIONS :**

Stabilisation lombaire, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie), Lumbago.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Matériaux fins et souples pour un port prolongé agréable,  
- Fixation micro-velcro® n'abîmant pas les vêtements.

**2 hauteurs disponibles**  
**21 et 26 cm**

pour une meilleure adaptation morphologique.

**2 coloris disponibles**


- noir
- gris

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 21 cm (patient < 160 cm)		HAUTEUR 26 cm (patient > 160 cm)	
		ACL 13	TOUR DE TAILLE	ACL 13	
1	55 - 75 cm	● 34010.8178045.9 ● 34015.8278999.9	55 - 70 cm	● 34010.8178157.9 ● 34015.8279007.0	
2	75 - 90 cm	● 34010.8178111.1 ● 34015.8279036.0	70 - 85 cm	● 34010.8178163.0 ● 34015.8279065.0	
3	90 - 105 cm	● 34010.8178134.0 ● 34015.8279013.1	85 - 100 cm	● 34010.8178186.9 ● 34015.8279071.1	
4	105 - 125 cm	● 34010.8178140.1 ● 34015.8279059.9	100 - 120 cm	● 34010.8178192.0 ● 34015.8279042.1	
5	125 - 140 cm	● 34010.6018175.8 ● 34010.6018174.1	120 - 140 cm	● 34010.8178200.2 ● 34015.8279094.0	


LPPR : 201E00.021 / **47,19€<sup>TTC</sup>** LPPR : 201E00.022 / **55,86€<sup>TTC</sup>**



**Plastron abdominal de 13 cm**  
pour plus de confort  
en position assise.



**Système de rappel postural amovible et ajustable**  
en hauteur.



Prescrire : L'Évolutive® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

**LOMBOBELT®** 26 cmIDÉAL  
Activités quotidiennes

MAINTIEN

## INDICATIONS :

Déficience musculaire,  
Fatigue musculaire, Lumbago,  
Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie).

## CARACTÉRISTIQUES :


- 4 baleines dorsales et 2 baleines antérieures souples,
- Double système de passe-main,
- Plastron abdominal double sangle de 17 cm,
- Tissu damier permettant un bon maintien.



**Plastron abdominal double sangle**  
2/3 inférieur et 1/3 supérieur  
pour une meilleure adaptation  
à la morphologie du patient.

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE (HOMME)	TOUR DE HANCHES (FEMME)	ACL 13
1	65 - 75 cm	75 - 85 cm	34010.4486643.5
2	75 - 90 cm	85 - 98 cm	34010.4486666.4
3	90 - 105 cm	98 - 111 cm	34010.4486672.5
4	105 - 120 cm	111 - 125 cm	34010.4486689.3
5	120 - 140 cm	125 - 140 cm	34010.4486695.4

LPPR : 201E00.022 / 55,86€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Lombobelt® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

**LOMBOFIT®** 21 & 26 cmIDÉAL  
Activités quotidiennes

MAINTIEN

## INDICATIONS :

Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie),  
Lumbago, Fatigue musculaire,  
Déficience musculaire.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Tissu souple et confortable procurant un excellent confort,
- 3 tailles.

**2 hauteurs disponibles**  
**21 et 26 cm**

pour une meilleure adaptation morphologique.



**Système de passants latéraux**  
pour maintenir les sangles de rappel postural à portée de main.


**Système de passe-main**



HAUTEUR 21 cm

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13	ACL 13
1	75 - 95 cm	34010.6017609.9	34010.6017612.9
2	95 - 120 cm	34010.6017610.5	34010.6017613.6
3	120 - 145 cm	34010.6017611.2	34010.6017614.3

LPPR : 201E00.021 / 47,19€<sup>TTC</sup> LPPR : 201E00.022 / 55,86€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Lomofit® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

# LOMBO THERM<sup>®</sup> 26 cm

IDÉAL  
Fatigue musculaire passagère

SOUTIEN

**INDICATIONS :**

Lumbago, Fatigue musculaire,  
Défiance musculaire.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Système de maintien de la compresse chaud/froid (fournie) permettant de conserver une mobilité tout en profitant des bienfaits décontractants de la chaleur (thermothérapie),
- Velcro<sup>®</sup> micro-injection permettant une fixation facilement repositionnable sans adhérer aux vêtements.



**Double tissu Lycra<sup>®</sup>**  
limitant les points de compression sur la crête iliaque en position assise.

Fournie avec une compresse chaud/froid Thermo pad<sup>®</sup>  
Possibilité de commander la compresse seule, voir page 100.




HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13
1	70 - 90 cm	34010 . 2620267 . 1
2	91 - 110 cm	34010 . 2620273 . 2
3	111 - 145 cm	34010 . 2620296 . 1

LPPR : 201E00 . 022 / 55,86€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Lombotherm<sup>®</sup> - Orliman<sup>®</sup>



BANDE-CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

# BABYLOMB<sup>®</sup> 26 cm

SOUTIEN

**INDICATIONS :**

Lombalgie chez la femme enceinte,  
Défiance musculaire.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Plastron réglable, système de rappel postural et 4 baleines souples permettant de transférer le poids du bébé sur les membres inférieurs sans bloquer le dos,
- Sangles de maintien venant se positionner au niveau des hanches sans créer de pression sur le bébé.



**Découpe morphologique**  
au niveau du dos  
afin de favoriser le confort en position assise prolongée.



**2 sangles latérales**  
permettant d'optimiser le maintien.


**Fixation velcro<sup>®</sup> micro-injection**  
facilement repositionnable sans adhérer aux vêtements.

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13
1	85 - 105 cm	34010 . 9797253 . 4
2	105 - 120 cm	34010 . 9797282 . 4
3	120 - 140 cm	34010 . 9797299 . 2

LPPR : 201E00 . 01 / 43,43€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Babylobm<sup>®</sup> - Orliman<sup>®</sup>



CEINTURE ABDOMINALE

**ABDOBELT®** 18, 25 & 30 cm

MAINTIEN



## INDICATIONS :

Déficience de la paroi abdominale, Événtration,  
Post-opératoire, Chirurgie de l'obésité,  
Post-partum, Hernie simple,  
Fracture des côtes (18 et 25 cm).

## CARACTÉRISTIQUES :

- Baleines souples,
- Plastron cicatriciel découpable et indémaillable en cas de stomie.

**Tissu auto-agrippant**  
élastique et aéré  
avec 2 ressorts spiraliums  
et 3 ressorts frontaux.




**Patte hypogastrique amovible**  
sur les hauteurs 18 et 25 cm.



**Fracture des côtes**

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 18 cm			HAUTEUR 25 cm			HAUTEUR 30 cm		
		ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13
2	70 - 85 cm	34010.4722919.0			34010.4722865.0			34010.4722807.0		
3	85 - 100 cm	34010.4722925.1			34010.4722871.1			34010.4722813.1		
4	100 - 115 cm	34010.4722931.2			34010.4722888.9			34010.4722836.0		
5	115 - 135 cm	34010.4722948.0			34010.4722894.0			34010.4722842.1		
6	135 - 150 cm	34010.6010700.0			34010.6010701.7			34010.6010702.4		
		LPPR : 201E00.31 / <b>57,54€<sup>TTC</sup></b>			LPPR : 201E00.32 / <b>71,90€<sup>TTC</sup></b>			LPPR : 201E00.32 2x201E0301 / <b>79,09€<sup>TTC</sup></b>		



Prescrire : Abdobelt® - Orliman®

CEINTURE ABDOMINALE

**ABDOBELT STOMIE®** 25 cm

MAINTIEN



## INDICATIONS :


Traitement post-opératoire  
de colostomie et iléostomie.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Fournie avec un gabarit de découpe,
- Tissu élastique aéré avec  
8 baleines souples.




**Plastron cicatriciel**  
découpable et indémaillable.



**Plaque de renfort**  
et une bande pour  
couvrir la poche.

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 25 cm	
		ACL 13	ACL 13
1	75 - 85 cm	34010.8138761.0	
2	85 - 95 cm	34010.8138778.8	
3	95 - 105 cm	34010.8138838.9	
4	105 - 120 cm	34010.8138873.0	
		LPPR : 201E00.32 / <b>71,90€<sup>TTC</sup></b>	





Prescrire : Abdobelt Stomie® - Orliman®



## RAPPEL ANATOMIQUE

Retrouvez plus d'informations sur les pathologies sur [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)





ÉPAULE / BRAS



**ORLIMAN®**












# GUIDE DE DÉLIVRANCE ÉPAULE/BRAS

## ◀ GRAVITÉ DE LA PATHOLOGIE ▶

	TENDINITE DU COUDE	INSTABILITÉ GLÉNO-HUMÉRALE ET ACROMIO-CLAVICULAIRE	ARTHROPATHIES	ENTORSE	
Pathologie	Une tendinite est une inflammation d'un tendon provoquée par une sursollicitation de l'articulation. Elle correspond à une inflammation chronique des tendons des faces latérales (épicondylite) ou médiales (épitrochléite) du coude.	L'épaule douloureuse instable survient généralement après un traumatisme ayant entraîné une déchirure et parfois une élongation associée des éléments de stabilisation (ligaments, tendons, muscles...) de l'articulation.	Les arthropathies proviennent d'une hyper-utilisation de l'épaule dans le cadre d'un travail physique ou d'un geste répétitif lors de la pratique sportive.	Une entorse se traduit par : une élongation (stade I), ou une déchirure partielle (stade II), ou une rupture totale (stade III) d'un ligament.	
Action recherchée	MISE AU REPOS DU TENDON	SOUTIEN LIGAMENTAIRE	LIMITER L'AMPLITUDE ARTICULAIRE	IMMOBILISATION RELATIVE	IMMOBILISATION STRICTE
But	Favoriser la cicatrisation et éliminer l'inflammation.	Sécuriser le mouvement mais ne pas l'empêcher.	Protéger l'articulation de mouvements excessifs.	Empêcher le mouvement dans un plan mais ne pas bloquer les autres pour favoriser la cicatrisation ligamentaire.	Immobiliser pour favoriser la cicatrisation des ligaments et tendons.
EXEMPLES DE PRODUITS À DÉLIVRER	Épi'R® Epistrap®	Should Sport®	Should Sport®	Bandage d'immo. d'épaule Écharpe universelle d'épaule	Bandage d'immo. d'épaule Should'R® Should 90®
					
					
	Sangle de compression et coudière anti-épicondylite	Épaulière	Épaulière	Bandage et écharpe d'immobilisation d'épaule	Bandage et gilet d'immobilisation d'épaule



Cet outil est destiné à vous guider dans la recommandation des produits Orliman®. Il ne doit pas se substituer à la prescription médicale.

LUXATION	FRACTURE	PATHOLOGIE DE LA COIFFE DES ROTATEURS OPÉRÉS		PARALYSIE HÉMIPLÉGIE
<p>La luxation (ou déboîtement) est un déplacement des deux extrémités osseuses l'une par rapport à l'autre au sein de l'articulation.</p>	<p>Une fracture se caractérise par une rupture de continuité ou cassure d'un os.</p>	<p>Le terme de pathologie de la coiffe des rotateurs est un terme générique qui correspond à une lésion de type dégénératif ou traumatique localisée au niveau de l'un des tendons de la coiffe des rotateurs (supra-épineux, infra-épineux, subscapulaire, petit rond) ou de l'une de ses annexes (bourse synoviale).</p>		<p>La paralysie est une perte de motricité d'un ou de plusieurs muscles. Elle peut être partielle ou totale et concerner n'importe quel muscle, que ce soit au niveau d'un membre, d'une zone du corps (hémiparésie ou tétraparésie par exemple). Elle est due à des lésions de nerfs ou de muscles.</p>
IMMOBILISATION STRICTE	IMMOBILISATION STRICTE	IMMOBILISATION STRICTE		MAINTIEN DU BRAS À ANGLE DROIT
<p>Immobiliser pour favoriser la cicatrisation des ligaments et tendons.</p>	<p>Empêcher les tensions sur les os favorisant la consolidation osseuse.</p>	<p>Immobiliser pour favoriser la cicatrisation en post-opératoire.</p>		<p>Maintien en position spécifique coude au corps.</p>
<p>Bandage d'immo. d'épaule Should'R® Should 90®</p>	<p>Anneaux claviculaires Should 90®</p>	<p>Shouldop® (avec et sans coussin) Should 15-30® Should 30-45®</p>		<p>Should'R®</p>
 <p>BANDAGE D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE</p>	 <p>ANNEAUX CLAVICULAIRES</p>	 <p>SHOULDOP® SANS COUSSIN</p>	 <p>SHOULD 15-30®</p>	 <p>SHOULD'R®</p>
 <p>SHOULD 90®</p>	 <p>SHOULD 90®</p>	 <p>SHOULDOP® AVEC COUSSIN</p>	 <p>SHOULD 30-45®</p>	
<p>Bandage et gilet d'immobilisation d'épaule</p>	<p>Anneaux claviculaires et gilet d'immobilisation d'épaule</p>	<p>Bandage d'immobilisation</p>	<p>Coussin d'abduction</p>	<p>Immobilisation d'épaule</p>


# SHOULD SPORT®

## INDICATIONS :

Lésion de la coiffe des rotateurs,  
Luxation de l'articulation scapulo-humérale,  
Instabilité gléno-humérale,  
Instabilité acromio-claviculaire,  
Post-opératoire,  
Reprise d'activité sportive.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Sangle Xstrap® brevetée apportant une contention efficace, empêchant une abduction et une rotation excessive et limitant les déséquilibres musculaires, source d'instabilité de l'épaule,
- Tissu fin, extensible et respirant limitant la transpiration pendant l'effort.



**Système Xstrap®**  
permet de recentrer  
l'articulation gléno-humérale  
et de limiter l'instabilité  
postérieure.



**Sangle de maintien**  
pour une utilisation  
de la phase d'immobilisation  
à la phase de reprise d'activité.

TAILLE	TOUR DE POITRINE	ACL 13
S	84 - 94 cm	34015. <b>6183390</b> . 3
M	94 - 104 cm	34010. <b>2032257</b> . 3
L	104 - 114 cm	34010. <b>2032263</b> . 4
XL	114 - 126 cm	34010. <b>2032286</b> . 3

LPPR : 1156684 / **15,24€<sup>TTC</sup>**

Prescrire : Should Sport® - Orliman®



## GILET D'IMMOBILISATION

# SHOULD 90®

## INDICATIONS :

Entorse acromio-claviculaire, Luxation et fracture  
de la clavicule (tête humérale, glène, trochiter),  
Neurologie : Paralysie, Hémiplégie,  
Post-opératoire.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Immobilisation spécifique en position  
coude au corps,
- Fixation velcro® réversible,
- Modèle bilatéral.

**Système de mise  
en place  
à 3 sangles**



TAILLE	TOUR DE POITRINE	ACL 13
1	71 - 85 cm	34010. <b>9802468</b> . 3
2	85 - 100 cm	34010. <b>9802474</b> . 4
3	100 - 115 cm	34010. <b>9802480</b> . 5
4	115 - 130 cm	34010. <b>9802497</b> . 3
5	> 130 cm	34010. <b>9802505</b> . 5

LPPR : 1156684 / **15,24€<sup>TTC</sup>**

Prescrire : Should 90® - Orliman®



BANDAGE D'IMMOBILISATION

# SHOULDOP® (sans coussin)

IMMOBILISATION



## INDICATIONS :

Traumatologie du membre supérieur scapulo-huméral, Pathologie de la coiffe des rotateurs opérés, Post-opératoire.

## CARACTÉRISTIQUES :

- **Brevet déposé,**
- Modèle anatomique, proche du corps et confortable au quotidien,
- Mise en place aisée,
- Modèle bilatéral.



Système de fixation du bras à la ceinture abdominale.

Pas de passage de sangle sur les épaules et les cervicales

TAILLE	ACL 13
--------	--------

Unique 34010.9772709.7

LPPR : 1156684 / 15,24€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Shouldop® (sans coussin) - Orliman®

BANDAGE D'IMMOBILISATION

# SHOULDOP® (avec coussin 30°)

IMMOBILISATION



## INDICATIONS :

Fixation post-opératoire du membre supérieur, Traumatologie du membre supérieur scapulo-huméral, Pathologie de la coiffe des rotateurs opérés.

## CARACTÉRISTIQUES :

- **Brevet déposé,**
- Modèle anatomique, proche du corps et confortable au quotidien autorisant la réalisation d'exercices de rééducation,
- La forme du coussin d'abduction permet de positionner le bras dans diverses positions de rotation et d'abduction,
- Mise en place aisée,
- Modèle bilatéral.



Livré avec un coussin d'abduction 30°

Système de fixation du bras à la ceinture abdominale.

Pas de passage de sangle sur les épaules et les cervicales

TAILLE	ACL 13
--------	--------

Unique 34010.9641611.4

LPPR : 1156684 / 15,24€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Shouldop® (avec coussin) - Orliman®

# D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE

## INDICATIONS :

Immobilisation en post-opératoire et après traumatisme (entorse et luxation) de l'épaule et du coude.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Fixation velcro® haute qualité pour un meilleur maintien,
- Modèle bilatéral.



**Sangle scapulo-humérale**  
pour une immobilisation totale.

TAILLE	TOUR DE POITRINE + BRAS	LISERET	ACL 13
2	65 - 90 cm	Bleu	34010.4529602.6
3	90 - 105 cm	Violet	34010.4529619.4
4	105 - 120 cm	Blanc	34010.4529625.5
5	120 - 135 cm	Gris	34010.4529588.3
6	> 135 cm	Vert	34010.9809559.1

LPPR : 1156684 / 15,24€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Bandage d'immobilisation d'épaule - Orliman®

## IMMOBILISATION D'ÉPAULE

## SHOULD'R®

NOUVEAU

## INDICATIONS :

Traumatologie (entorse et luxation) du membre supérieur scapulo-huméral, Hémiplégie, Post-opératoire.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Indications sur le produit facilitant la mise en place,
- Pratique, modèle pouvant se mettre sans assistance,
- Modèle bilatéral.



**Modèle très léger et agréable**  
en maille aérée.

TAILLE	TOUR DE POITRINE	EAN 13	ACL 7
1	< 95 cm	3664338.001008	6034925
2	95 - 110 cm	3664338.001015	6034926
3	> 110 cm	3664338.001022	6034927

LPPR : 1156684 / 15,24€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Should'R® - Orliman®

ÉCHARPE

# UNIVERSELLE D'ÉPAULE

MAINTIEN



## INDICATIONS :

Immobilisation après traumatisme de l'épaule ou du coude,  
Neurologie : Paralyse, Hémiplégie.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Fixation velcro® micro-injection facilement repositionnable, sans adhérer aux vêtements,
- Modèle bilatéral,
- Taille unique.



1 sangle de support d'avant-bras  
+ 1 sangle scapulo-humérale

TAILLE	ACL 13
--------	--------

Unique 34010.4660733.3

LPPR : 1156684 / 15,24€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Écharpe universelle d'épaule - Orliman®

ÉCHARPE DE

# CONTENTION DE BRAS

SOUTIEN



## INDICATIONS :

Soutien et maintien du bras.

## CARACTÉRISTIQUES :


- Sangle capitonnée pour un meilleur confort évitant l'effet de cisaillement,
- Languette de soutien du pouce,
- Modèle bilatéral.



Sangle réglable en hauteur  
par boucle pour un ajustement adapté.

TAILLE	LONGUEUR DE L'AVANT-BRAS	EAN 13	ACL 7
1	15 - 21 cm	3664338.000636	6034694
2	21 - 32 cm	3664338.000643	6034695
3	32 - 43 cm	3664338.000650	6034696

LPPR : 1156684 / 15,24€<sup>TTC</sup>



Prise de mesures :  
longueur de l'avant-bras,  
mesurer du coude  
au poignet.

Prescrire : Écharpe de contention de bras - Orliman®


# MAILLE FILET

## INDICATIONS :

Soutien et maintien du bras.

## CARACTÉRISTIQUES :


- Capiton pour le confort de l'épaule,
- Lanquette de soutien du pouce,
- Sangle réglable en hauteur par boucle pour un ajustement adapté.



Maille Filet aérée

TAILLE	LONGUEUR DE L'AVANT-BRAS	ACL 13
1	65 - 90 cm	34010.9767973.0
2	90 - 105 cm	34010.9767996.9
3	105 - 120 cm	34010.9768004.0

LPPR : 1156684 / 15,24€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Écharpe de bras maille filet - Orliman®


# ANNEAUX CLAVICULAIRES

## INDICATIONS :

Luxation de l'articulation acromio-claviculaire,  
Fracture ou traumatisme de la clavicule avec ou sans déplacement.

## CARACTÉRISTIQUES :


- Sangle acromio-claviculaire avec système d'attaches dorsales auto-agrippantes,
- Traction réglable.



Épaulières molletonnées confortables

TAILLE	CARRURE	ACL 13
2	25 - 30 cm	34010.4871482.4
3	30 - 40 cm	34010.4871499.2
4	40 - 50 cm	34010.4871507.4
5	> 50 cm	34010.4871513.5

Non remboursé



Prescrire : Anneaux claviculaires - Orliman®

COUSSIN D'ABDUCTION

# SHOULD 15-30®

NOUVEAU

IMMOBILISATION

## INDICATIONS :

Fixation post-opératoire  
du membre supérieur,  
Traumatologie du membre supérieur  
scapulo-huméral,  
Pathologie de la coiffe  
des rotateurs opérés.

## CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins d'abduction d'épaule 15°  
(joindre les 2 coussins pour obtenir  
une abduction à 30°),
- Confortable grâce à une meilleure  
répartition de la charge,
- Modèle bilatéral.




Réglage facile  
par boucles et clip.



**Balle d'exercice de la main**  
pour maintenir le tonus musculaire et  
améliorer la circulation sanguine.

TAILLE	LONGUEUR DE L'AVANT-BRAS	TOUR DE POITRINE	EAN 13	ACL 7
1	22 - 30 cm	-	3664338 .000957	6034897
2	30 - 42 cm	96 - 116 cm	3664338 .000964	6034898
3	> 42 cm	96 - 116 cm	3664338 .000971	6034899

LPPR : 1156684 / 15,24€<sup>TTC</sup>



Prise de mesures :  
longueur de l'avant-bras,  
coudé en flexion à 90°,  
mesurer du coude  
à la moitié de la main.

Prescrire : Should 15-30® - Orliman®

COUSSIN D'ABDUCTION

# SHOULD 30-45®

NOUVEAU

IMMOBILISATION

## INDICATIONS :

Traumatologie du membre supérieur  
scapulo-huméral,  
Pathologie de la coiffe  
des rotateurs opérés,  
Post-opératoire.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Coussin d'abduction d'épaule 30° ou 45°,
- Coussin anatomique en tissu Poromax®  
permettant d'éviter la transpiration,
- Confortable grâce à une meilleure  
répartition de la charge,
- Modèle bilatéral.



Réglage facile  
par boucles et clip.



**Balle d'exercice de la main**  
pour maintenir le tonus musculaire et  
améliorer la circulation sanguine.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338 .000988	6034901

LPPR : 1156684 / 15,24€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Should 30-45® - Orliman®



## ÉPI'R®

SOUTIEN

## INDICATIONS :

Épicondylite,  
Épitrôchléite,  
Prévention des lésions sportives.

**Inserts antidérapants**  
garantissant un excellent  
maintien de la sangle  
durant l'exercice.



**Patch amovible avec  
insert visco-élastique**  
assurant une pression  
localisée sur le tendon  
et limitant les vibrations.

**Sangle de réglage  
graduée**  
avec boucle anti-vrilles.



TAILLE	ACL 13
Unique	34010.8139306.2

**Non remboursé**

Prescrire : Épi'R® - Orliman®

## COUDIÈRE ANTI-ÉPICONDYLLITE

## EPISTRAP®

SOUTIEN

## INDICATIONS :

Épicondylite,  
Épitrôchléite,  
Douleur liée aux gestes répétitifs.


## CARACTÉRISTIQUES :

- Contient 2 inserts visco-élastiques avec picots, contournant l'épicondyle et l'épitrôchlée, pour une décharge et une position plus sûre de la coudière,
- Compression réduite aux extrémités.

**Sangle de serrage  
amovible**

TAILLE	TOUR DE BRAS	ACL 13
1	22 - 26 cm	34010.4243314.1
2	26 - 29 cm	34010.4243337.0
3	29 - 32 cm	34010.4243320.2
4	32 - 36 cm	34010.9799915.9

**Non remboursé**



Prescrire : Epistrap® - Orliman®

ATTELLE DE COUDE ARTICULÉE

# ELBOWLUTION®

IMMOBILISATION

## INDICATIONS :

Entorse,  
Luxation,  
Rupture ligamentaire,  
Post-opératoire.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Possibilité de bloquer  
en extension entre 0° et 90°  
et en flexion de 0° à 120°  
(graduation de 15° en 15°).



**Tiges télescopiques réglables**  
pour une meilleure adaptabilité  
et un confort accru.

	GAUCHE	DROIT
TAILLE	ACL 13	ACL 13
Unique	34010.9799424.6	34010.9799418.5
<b>Non remboursé</b>		

Prescrire : Elbowlution® - Orliman®



ÉPICONDYLITE

# 35 à 64%



des épicondyrites  
sont liées au travail,  
loin devant les loisirs  
(tennis 5 à 10%).

Source : Société Française de Médecine  
Générale. [www.sfm.org](http://www.sfm.org)



## RAPPEL ANATOMIQUE

Retrouvez plus d'informations sur les pathologies sur [www.orldiman.fr](http://www.orldiman.fr)





POIGNET / MAIN

# GUIDE DE DÉLIVRANCE POIGNET/MAIN

## ◀ GRAVITÉ DE LA PATHOLOGIE ▶

	TENDINITE DU POIGNET	TENDINITE DE QUERVAIN	SYNDROME DU CANAL CARPIEN (de la souris informatique)	RHIZARTHROSE	
Pathologie	Une tendinite est une inflammation d'un tendon provoquée par une sursollicitation de l'articulation. Elle est due à la rupture des fibres du tendon.		Le syndrome du canal carpien est une affection fréquente résultant de la compression du nerf médian, pouvant être d'origine externe (arthrose, traumatisme, mouvements répétitifs...) ou interne (épaississement de la gaine synoviale) et créant une inflammation.	L'arthrose est une maladie chronique qui touche le cartilage de l'articulation aboutissant à sa dégradation.	
Action recherchée	MISE AU REPOS DU TENDON ET LIMITER L'AMPLITUDE ARTICULAIRE		MISE AU REPOS DU TENDON ET LIMITER L'AMPLITUDE ARTICULAIRE	DÉBUTANTE ÉVITER LES FROTTEMENTS OSSEUX	CONFIRMÉE ÉVITER LES FROTTEMENTS OSSEUX
But	Favoriser la cicatrisation des fibres du tendon et éliminer l'inflammation.		Mise au repos de l'articulation afin de réduire l'inflammation.	Soulager la douleur tout en limitant les frottements osseux.	Immobiliser l'articulation afin de limiter les frottements et de diminuer l'inflammation.
EXEMPLES DE PRODUITS À DÉLIVRER	Neo Soft® Neo Flex®	Confort Plus® Poignet-Pouce Manutec® Poignet-Pouce	Neo Soft® Neo Flex®	Rhizo MP® Manutec® Pouce	Neo Rhizo Confort® Confort Plus® Poignet-Pouce
					
	NEO SOFT®	CONFORT PLUS® POIGNET-POUCE	NEO SOFT®	RHIZO MP®	NEO RHIZO CONFORT®
					
NEO FLEX®	MANUTEC® POIGNET-POUCE	NEO FLEX®	MANUTEC® POUCE	CONFORT PLUS® POIGNET-POUCE	
Attelle de poignet	Attelle de poignet-pouce	Attelle de poignet	Attelle de pouce et poignet-pouce		



Cet outil est destiné à vous guider dans la recommandation des produits Orliman®. Il ne doit pas se substituer à la prescription médicale.



Une entorse se traduit par : une élongation (stade I), ou une déchirure partielle (stade II), ou une rupture totale (stade III) d'un ligament.

La luxation (ou déboîtement) est un déplacement des deux extrémités osseuses l'une par rapport à l'autre au sein de l'articulation.

Une fracture se caractérise par une rupture de continuité ou cassure d'un os.





Empêcher le mouvement dans un plan mais ne pas bloquer les autres pour favoriser la cicatrisation ligamentaire.

Impossibilité d'exercer toutes contraintes sur les ligaments pour favoriser la cicatrisation.

Impossibilité d'exercer toutes contraintes sur les ligaments pour favoriser la cicatrisation.

Immobiliser pour favoriser la cicatrisation des ligaments et des tendons.

Empêcher les mouvements de l'articulation afin de favoriser la consolidation osseuse.




# NEO CONFORT®

**INDICATIONS :**

Traumatisme du poignet,  
Entorse, Contusion,  
Immobilisation post-opératoire.

**CARACTÉRISTIQUES :**


- Immobilisation totale en flexion palmaire et dorsiflexion,
- Facile à positionner grâce aux 3 sangles extensibles,
- Livrée avec gantelet en coton jersey,
- Modèle ambidextre,
- Taille unique.



**2 éclisses amovibles repositionnables** (palmaire et dorsale) ajustables et auto-agrippantes.



**Hauteur 22 cm** permettant un bras de levier plus important et améliorant ainsi la qualité de l'immobilisation.



**Matière élastique** favorisant l'immobilisation du poignet en apportant un effet antalgique.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.000148	6033020

LPPR : 2159526 / **56,64€<sup>TTC</sup>**

Prescrire : Neo Confort® - Orliman®

# NEO IMMO®

**INDICATIONS :**

Traumatisme du poignet,  
Entorse, Contusion,  
Immobilisation post-opératoire.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Immobilisation totale en flexion palmaire et dorsiflexion,
- Facile à positionner grâce aux 3 sangles extensibles,
- Modèle ambidextre.



**2 éclisses amovibles repositionnables** (palmaire et dorsale) ajustables et auto-agrippantes.



**Hauteur 22 cm** permettant un bras de levier plus important et améliorant ainsi la qualité de l'immobilisation.



**Tissu en tricot respirant** pour plus de confort tout au long de la journée.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
0	< 16 cm	34015.6116181.5
Universelle	> 16 cm	34015.6116169.3

LPPR : 2159526 / **56,64€<sup>TTC</sup>**



Prescrire : Neo Immo® - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

# MANUTEC® POIGNET

IMMOBILISATION




## INDICATIONS :

Immobilisation du poignet,  
Post-traumatique et post-opératoire,  
Séquelles douloureuses  
et inflammatoires, Instabilité,  
Rééducation.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Tissage 3 couches respirant  
et extrêmement léger,
- Conception sans couture  
permettant de supprimer  
tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré  
pour plus de confort,
- Modèle ambidextre.



**Immobilisation optimale du poignet**  
système de triple baleinage,  
2 dorsales et 1 palmaire.



**Confort palmaire accru**  
système de réglage  
par double sangle micro-velcro®  
permettant l'ajustement en largeur de  
la zone métacarpienne.

**Mise en place  
et ajustement faciles**  
grâce au système de sangle Y  
à 2 points de fixation velcro®.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
1	14 - 18 cm	34010.6010205.0
2	18 - 22 cm	34010.6010201.2

LPPR : 2159526 / 56,64€<sup>TTC</sup>



Prise de mesures :  
tour de poignet.

Prescrire : Manutec® Poignet - Orliman®

LES PATHOLOGIES DU  
POIGNET ET DE LA MAIN  
représentent

**45%**

des maladies professionnelles.

Source : INRS, Institut National  
de la Recherche et de la sécurité,  
étude TMS du membre supérieur.



ATTELLE DE POIGNET

# MANU EASY®

NOUVEAU

IMMOBILISATION

## INDICATIONS :

Traumatisme du poignet,  
Entorse, Contusion,  
Immobilisation post-opératoire,  
Suspicion de fracture.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Ergonomique et légère,
- 2 éclisses : une dorsale ajustable (2 fourreaux gauche/droit) et une palmaire.



**1 sangle de serrage intermédiaire**  
au niveau des doigts permettant de parfaitement solidariser les éclisses dorsales et palmaire au niveau de la main.

**Découpe ergonomique**  
pour plus de confort.

**Système de serrage 4 points par lacets**  
permettant un ajustement rapide et uniforme de la contention.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	3664338.000537	6034555	3664338.000551	6034557
2	16 - 18 cm	3664338.000544	6034556	3664338.000568	6034558
3	18 - 20 cm	3664338.000520	6034554	3664338.000575	6034559

LPPR : 2159526 / 56,64€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Manu Easy® - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

# CONFORT PLUS® POIGNET LONG

NOUVEAU

IMMOBILISATION

## INDICATIONS :

Traumatisme du poignet,  
Entorse, Contusion,  
Immobilisation post-opératoire.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Découpe morphologique et conception spécifique pour un confort accru,
- Légère et confortable.



**Mini-sangle latérale de serrage**  
pour une adaptation idéale à la morphologie de tous les patients.

**Découpe ergonomique**  
pour plus de confort.

**2 éclisses dorsales**  
remontant jusqu'au niveau des métacarpes permettant une immobilisation optimale.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13
1	14 - 16 cm	34010.6031331.9	34010.6031338.8	34010.6031334.0	34010.6031340.1
2	16 - 18 cm	34010.6031335.7	34010.6031341.8		

LPPR : 2159526 / 56,64€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Confort Plus® Poignet Long - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

# CONFORT PLUS® POIGNET

MAINTIEN

**INDICATIONS :**

Traumatisme du poignet,  
Entorse, Contusion,  
Immobilisation post-opératoire.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Légère et confortable,
- Boucles de serrage anti-vrilles,
- Se positionne et se règle d'une seule main,
- Existe en taille universelle.

**Éclisse palmaire amovible**  
en aluminium modelable.



**Protection de la commissure du pouce**



**Éclisse dorsal**  
sur la taille universelle.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	12 - 16 cm	3664338.000094	6032977	3664338.000025	6032968
2	16 - 18 cm	3664338.000100	6032978	3664338.000032	6032970
3	18 - 20 cm	3664338.000117	6032979	3664338.000049	6032971
Universelle	> 16 cm	3664338.000087	6032976	3664338.000070	6032974

LPPR : 2182755 / 41,64€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Confort Plus® Poignet - Orliman®

POIGNET / MAIN

ATTELLE DE POIGNET

# CONFORT PLUS® POIGNET 27 cm

NOUVEAU

MAINTIEN

**INDICATIONS :**

Traumatisme du poignet,  
Entorse, Contusion,  
Immobilisation post-opératoire.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Une éclisse palmaire amovible et modelable et 2 éclisses dorsales souples,
- Positionnement et réglage à une main grâce à son système de serrage 4 points avec boucles anti-vrilles,
- Légère et confortable.



**1 éclisse palmaire et 2 dorsales**  
allant du pouce jusqu'au milieu de l'avant bras  
pour une immobilisation optimale.

**Serrage 4 points avec boucles anti-vrilles**  
pour une mise en place facile et un réglage optimal selon la morphologie du patient.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13
1	14 - 16 cm	34010.6031277.0	34010.6031282.4		
2	16 - 18 cm	34010.6031278.7	34010.6031283.1		
3	18 - 20 cm	34010.6031279.4	34010.6031284.8		

LPPR : 2159526 / 56,64€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Confort Plus® Poignet 27 cm - Orliman®

# NEO SOFT®

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) :  
Tendinite, Ténosynovite et Syndrome  
du canal carpien, Arthrose,  
Syndrome de la souris informatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle très léger avec un bon maintien et soutien,
- Design anatomique permettant une grande liberté de mouvement des doigts,
- Éclisse palmaire en aluminium, modelable et amovible,
- Taille unique.



**Mise en place aisée**  
grâce à la sangle  
de pré-positionnement.



**Bras de levier plus court**  
adapté à l'utilisation pendant  
le travail (hauteur 16 cm).

**Matière élastique**  
favorisant le maintien  
du poignet en apportant  
un effet antalgique.



TAILLE	GAUCHE	DROIT
	ACL 13	ACL 13
Unique	34010. <b>6018540</b> . 4	34010. <b>6018539</b> . 8

LPPR : 2182755 / **41,64€**<sup>TTC</sup>

Prescrire : Neo Soft® - Orliman®

# NEO FLEX®

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) :  
Tendinite, Ténosynovite et  
Syndrome du canal carpien,  
Arthrose,  
Syndrome de la souris informatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle très léger,
- Design anatomique permettant une grande liberté de mouvement des doigts,
- Éclisse palmaire en aluminium, modelable et amovible,
- Tissu en tricot respirant,
- Taille unique.




**Sangle extensible**  
pour un maintien optimal  
de l'attelle.



**Bras de levier plus court**  
adapté à l'utilisation pendant  
le travail (hauteur 16 cm).

**Fixation velcro®  
micro-injection**  
facilement repositionnable  
sans adhérer aux vêtements.



TAILLE	GAUCHE	DROIT
	ACL 13	ACL 13
Unique	34015. <b>9719684</b> . 3	34015. <b>9719767</b> . 3

LPPR : 2182755 / **41,64€**<sup>TTC</sup>

Prescrire : Neo Flex® - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET-POUCE

# CONFORT PLUS® POIGNET-POUCE

IMMOBILISATION



**INDICATIONS :**

Traumatisme et entorse du poignet et du pouce,  
Blessure du scaphoïde,  
Tendinite de De Quervain,  
Rhizarthrose phase aiguë.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- 2 éclisses (latérale amovible et palmaire) en aluminium modelable,
- Réglage par sangles et boucles anti-vrilles,
- Pince de crabe libérée par l'association d'une sangle et d'un repose pouce,
- Existe en taille universelle avec éclisse dorsale ajustable au poignet (circonférence variable).



**Éclisse latérale dotée d'un repose**  
évite une mauvaise rotation du pouce.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	12 - 16 cm	3664338.000216	6033031	3664338.000155	6033021
2	16 - 18 cm	3664338.000223	6033032	3664338.000162	6033024
3	18 - 20 cm	3664338.000230	6033033	3664338.000179	6033025
Universelle	> 16 cm	3664338.000209	6033030	3664338.000193	6033027

LPPR : 2189800 / 53,18€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Confort Plus® Poignet-Pouce - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET-POUCE

# MANUTEC® POIGNET-POUCE

MAINTIEN




**INDICATIONS :**

Immobilisation du poignet et du pouce,  
Tendinite de De Quervain,  
Rhizarthrose phase aiguë.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Confort palmaire accru grâce au système de réglage par double sangle micro-velcro® permettant l'ajustement en largeur de la zone métacarpienne,
- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle ambidextre.

**Attelle de pouce amovible**  
en aluminium modelable.



**Mise en place et ajustement faciles**  
grâce au système de sangle Y à 2 points de fixation velcro®.

**Immobilisation optimale du poignet**  
grâce au système de triple baleinage, 2 dorsales et 1 palmaire.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
1	14 - 18 cm	34010.6010204.3
2	18 - 22 cm	34010.6010207.4

LPPR : 2189800 / 53,18€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Manutec® Poignet-Pouce - Orliman®

POIGNET / MAIN

ATTELLE DE POIGNET-DOIGTS

# NEO BOXER<sup>®</sup> 2<sup>e</sup> ET 3<sup>e</sup> MÉTACARPES

NOUVEAU

IMMOBILISATION

**INDICATIONS :**

Fracture du 2<sup>e</sup> et/ou 3<sup>e</sup> métacarpes,  
Traumatisme du poignet/main-douigs,  
Immobilisation post-opératoire.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- 1 éclisse de doigts à fixation velcro<sup>®</sup> pour une bonne immobilisation,
- Mise en place facile,
- Respirante et confortable,
- Traitement des plaies facilité.

**2 éclisses dorsales modelables** permettant d'adapter l'immobilisation selon les besoins du patient.



**1 éclisse palmaire** modelable et pré-formée à la forme de la main pour apporter une immobilisation optimale tout en maintenant un grand niveau de confort.



**Conception innovante** en 2 zones distinctes permettant le positionnement et le réglage indépendant du poignet et des doigts.

GAUCHE DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13	
		GAUCHE	DROIT
1	14 - 16 cm	34010.6018563.3	34010.6018556.5
2	16 - 18 cm	34010.6018564.0	34010.6018558.9
3	18 - 20 cm	34010.6018565.7	34010.6018561.9

LPPR : 2149440 / 79,20€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Neo Boxer<sup>®</sup> 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> Métacarpes - Orliman<sup>®</sup>

ATTELLE DE POIGNET-DOIGTS

# NEO BOXER<sup>®</sup> 4<sup>e</sup> ET 5<sup>e</sup> MÉTACARPES

NOUVEAU

IMMOBILISATION

**INDICATIONS :**

Fracture du 4<sup>e</sup> et/ou 5<sup>e</sup> métacarpes,  
Traumatisme du poignet/main-douigs,  
Immobilisation post-opératoire.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- 1 éclisse de doigts à fixation velcro<sup>®</sup> pour une bonne immobilisation,
- Mise en place facile,
- Respirante et confortable,
- Traitement des plaies facilité.

**1 éclisse palmaire** modelable et pré-formée à la forme de la main pour apporter une immobilisation optimale tout en maintenant un grand niveau de confort.



**2 éclisses dorsales modelables** permettant d'adapter l'immobilisation selon les besoins du patient.



**Conception innovante** en 2 zones distinctes permettant le positionnement et le réglage indépendant du poignet et des doigts.

GAUCHE DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13	
		GAUCHE	DROIT
1	14 - 16 cm	34010.6018549.7	34010.6018553.4
2	16 - 18 cm	34010.6018551.0	34010.6018554.1
3	18 - 20 cm	34010.6018552.7	34010.6018555.8

LPPR : 2149440 / 79,20€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Neo Boxer<sup>®</sup> 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> Métacarpes - Orliman<sup>®</sup>

# NEO MANUFINGER®

NOUVEAU

IMMOBILISATION

**INDICATIONS :**

Traumatisme du poignet et des métacarpes,  
Immobilisation post-opératoire,  
Traitement des déformations d'origine rhumatismale,  
Lésions neurologiques,  
Protocole de Duran  
(phase aiguë port minimum de 6 semaines).

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Modèle très confortable grâce à son matelassage intérieur,
- Éclisse palmaire en aluminium modelable permettant plusieurs positionnements,
- Doublure intérieure en tissu bouclé absorbant afin d'éviter la transpiration.



**Séparateur interdigital**  
permettant la séparation  
et l'alignement des doigts.

TAILLE	GAUCHE				DROIT	
	LARGEUR DE LA MAIN	LONGUEUR	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	5 - 7 cm	31,5 cm	3664338.001459	6035140	3664338.001428	6035137
2	7 - 9 cm	34 cm	3664338.001466	6035141	3664338.001435	6035138
3	9 - 11 cm	36,5 cm	3664338.001473	6035142	3664338.001442	6035139



LPPR : 2192630 / **94,40€<sup>TTC</sup>**

Prescrire : Neo Manufinger® - Orliman®

POIGNET / MAIN

# NEO FINGER®

NOUVEAU

IMMOBILISATION

**INDICATIONS :**

Fracture, Entorse, Luxation des doigts.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Éclisse palmaire amovible modelable à la forme de la main pour une position d'immobilisation optimale,
- Découpable au niveau des premières phalanges permettant de retrouver la mobilité au niveau de la main en recentrant l'immobilisation au niveau des doigts.



**Design minimaliste**  
avec fermeture par 4 bandes anti-glisse,  
dont 3 amovibles, laissant une grande partie  
de la main à l'air libre, pour un meilleur  
confort tout au long de la journée.

**Nouveauté :** la largeur de l'éclisse est variable selon les tailles des produits pour une meilleure adaptation morphologique aux doigts du patient.

TAILLE	LONGUEUR DE MAIN	ACL 13
1	< 13 cm	34010.6018543.5
2	13 - 17 cm	34010.6018546.6
3	17 - 20 cm	34010.6018547.3
4	20 - 22 cm	34010.6018548.0



LPPR : 2165194 / **36,71€<sup>TTC</sup>**

Prescrire : Neo Finger® - Orliman®

**Modèle évolutif**  
l'attelle peut être coupée en fonction de  
l'évolution du traitement.

ATTELLE DE POUCE

# NEO RHIZO CONFORT®

MAINTIEN

## INDICATIONS :

Rhizarthrose, Entorse de la métacarpophalangienne (MCP), Lésion articulaire et ligamentaire du pouce.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Écisse amovible et repositionnable (modèle ambidextre) à disposer en cas d'entorse du pouce pour immobiliser,
- Velcro® de pré-positionnement permettant un ajustement efficace de l'attelle,
- Modèle ambidextre.

**Écisse latérale amovible et modelable** permet de maintenir le pouce.

**Dédoublément de la sangle** pour une mise en place facilitée.



**Velcro® de pré-positionnement**



TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
0	< 14 cm	34010.6018535.0
Unique	> 14 cm	34010.6018536.7

LPPR : 2189800 / 53,18€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Neo Rhizo Confort® - Orliman®

ATTELLE DE POUCE

# MANUTEC® POUCE

MAINTIEN

## INDICATIONS :

Immobilisation de l'articulation métacarpienne, Rhizarthrose du pouce, Séquelles douloureuses et inflammatoires, Lésions sportives (ex. : pouce du skieur).

## CARACTÉRISTIQUES :

- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle ambidextre.

**Écisse en aluminium modelable** permet une immobilisation optimale.

**Conception sans couture** pour supprimer tout phénomène d'irritation.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
1	14 - 18 cm	34010.6010202.9
2	18 - 22 cm	34010.6010203.6

LPPR : 2189800 / 53,18€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Manutec® Pouce - Orliman®

**INDICATIONS :**

Inflammation, Tendinopathie du pouce,  
Irritation de l'articulation carpienne  
et métacarpienne du pouce (MP)  
Rhizarthrose,  
Reprise d'activité après lésion  
des ligaments latéraux du pouce,  
Pouce à ressaut.

**Éclisse en aluminium  
modelable**

pour une adaptation  
personnalisée.



**CARACTÉRISTIQUES :**

- Design anatomique permettant une totale liberté de mouvement du poignet,
- Légère et confortable.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE	DROIT
		ACL 13	ACL 13
1	< 15 cm	34010.5379978.6	34010.5379955.7
2	> 15 cm	34010.5379984.7	34010.5379961.8

LPPR : 2139943 / 43,32€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Rhizo MP® - Orliman®

## ATTELLES COMPLÉMENTAIRES



**ATTELLE GRENOUILLE** Non remboursé

TAILLE	LONG.	EAN 13	ACL 7
1	5,4 cm	3664338.001275	6035119
2	7 cm	3664338.001282	6035120
3	9,5 cm	3664338.001299	6035121



**ATTELLE ALU-MOUSSE** Non remboursé

TAILLE	DIM.	EAN 13	ACL 7
1	25 x 1,5	3664338.001060	6034931
2	25 x 2,0	3664338.001077	6034932
3	25 x 2,5	3664338.001084	6034933
4	50 x 1,5	3664338.001091	6034934
5	50 x 2,0	3664338.001107	6034935
6	50 x 2,5	3664338.001114	6034936
7	50 x 3,5	3664338.001121	6034937
8	50 x 5,0	3664338.001138	6034940



**ATTELLE BASEBALL** Non remboursé

TAILLE	LONG.	EAN 13	ACL 7
1	8,9 cm	3664338.001145	6034946
2	10 cm	3664338.001152	6034947
3	12,7 cm	3664338.001169	6034949



**STACK PLASTIQUE** Non remboursé

TAILLE	LONG.	EAN 13	ACL 7
1	5 cm	3664338.001305	6035122
2	5,5 cm	3664338.001312	6035124
3	5,8 cm	3664338.001329	6035125
4	6,1 cm	3664338.001336	6035126
5	6,3 cm	3664338.001343	6035127
5,5	6,8 cm	3664338.001350	6035128
6	7,3 cm	3664338.001367	6035129
7	7,8 cm	3664338.001374	6035130




**ATTELLE FINGER COT** Non remboursé

TAILLE	LONG.	EAN 13	ACL 7
1	6,4 cm	3664338.001190	6035110
2	7 cm	3664338.001206	6035111
3	8,9 cm	3664338.001213	6035112



**ATTELLE GOUTTIÈRE** Non remboursé

TAILLE	LONG.	EAN 13	ACL 7
1	6,4 cm	3664338.001237	6035114
2	10 cm	3664338.001244	6035115
3	15,2 cm	3664338.001251	6035116




**ATTELLE DE COUDE D'URGENCE** Non remboursé

TAILLE	ACL 13
1	34010.5380007.9
2	34010.5380013.0
3	34010.5380036.9



**ATTELLE DE GENOU POSTÉRIEURE (MI-JAMBE)** Non remboursé

TAILLE	LONGUEUR	ACL 13
1	32 cm	34010.5380266.0
2	36 cm	34010.5380289.9
3	42 cm	34010.5380303.2



**ATTELLE DE GENOU POSTÉRIEURE** Non remboursé

TAILLE	LONG.	ACL 13
1	43 cm	34010.5380349.0
2	55 cm	34010.5380355.1
3	66 cm	34010.5380361.2



**ATTELLE DE GENOU POSTÉRIEURE (JAMBE ENTIÈRE)** Non remboursé


TAILLE	LONGUEUR	ACL 13
1	50 cm	34010.5380585.2
2	65 cm	34010.5380591.3
3	80 cm	34010.5380616.3





## RAPPEL ANATOMIQUE

Retrouvez plus d'informations sur les pathologies sur [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)





GENOU



**ORLIMAN®**

# GUIDE DE DÉLIVRANCE GENOU

## ◀ GRAVITÉ DE LA PATHOLOGIE ▶

	TENDINITE	INSTABILITÉ	GONARTHROSE	SYNDROME FÉMORO-PATELLAIRE	SUBLUXATION
Pathologie	Une tendinite est une inflammation d'un tendon provoquée par une sursollicitation de l'articulation. Elle est due à la rupture des fibres du tendon.	Une instabilité ligamentaire se caractérise par une fragilité de l'articulation pouvant entraîner une douleur.	L'arthrose est une maladie chronique qui touche le cartilage de l'articulation aboutissant à sa dégradation.	Le syndrome fémoro-patellaire est une irritation du cartilage situé entre le fémur et la rotule due à une décentralisation de la rotule de sa trajectoire.	La subluxation se caractérise par un déplacement partiel de deux extrémités osseuses.
Action recherchée	MISE AU REPOS DU TENDON	SOUTIEN LIGAMENTAIRE	LIMITER LES FROTTEMENTS OSSEUX	LIMITER LES FROTTEMENTS OSSEUX	ÉVITER LE DÉBOÎTEMENT DE L'ARTICULATION
But	Favoriser la cicatrisation et éliminer l'inflammation.	Sécuriser le mouvement mais ne pas l'empêcher.	Cloisonner un os, ou plusieurs, dans une position spécifique.	Centrer la rotule afin de limiter les frottements osseux.	Empêcher la déviation de la rotule vers l'extérieur.
EXEMPLES DE PRODUITS À DÉLIVRER	Patel'R®	Genulig® Rotulig® Rotulig Stab®	Rotulig® Rotulig Sport® Genulig®	Rotulig® Rotulig Sport® Genulig®	Genulig®
					
	PATEL'R®	GENULIG®	ROTULIG®	GENULIG®	ROTULIG®
					
	ROTULIG STAB®	ROTULIG SPORT®	<i>Bientôt disponible</i>	GENULIG®	
	Sangle infra-patellaire	Genouillère rotulienne et ligamentaire	Genouillère rotulienne et ligamentaire		Genouillère ligamentaire articulée et rotulienne

\*avec mise en place spécifique de la sangle à retrouver page 47.



Cet outil est destiné à vous guider dans la recommandation des produits Orliman®. Il ne doit pas se substituer à la prescription médicale.

ENTORSE		FRACTURE	POST-OPÉRATOIRE	
<p>Une entorse se traduit par : une élongation (stade I), ou une déchirure partielle (stade II), ou une rupture totale (stade III) d'un ligament.</p>		<p>Une fracture se caractérise par une rupture de continuité ou cassure d'un os.</p>	<p>Pathologies liées à un traumatisme (ligamentoplastie) ou une dégénérescence (prothèse de genou).</p>	
LIMITER L'AMPLITUDE ARTICULAIRE	IMMOBILISATION RELATIVE	IMMOBILISATION STRICTE OU AVEC RÉGLAGE D'ANGLE	IMMOBILISATION STRICTE	IMMOBILISATION STRICTE ET/OU ÉVOLUTIVE
Protéger le genou des mouvements d'amplitude excessifs.	Empêcher le mouvement dans un plan mais ne pas bloquer les autres pour favoriser la cicatrisation ligamentaire.	Impossibilité d'exercer toutes contraintes sur les ligaments pour favoriser la cicatrisation.	Empêcher les tensions sur les os favorisant la consolidation osseuse.	Immobiliser et soulager grâce à l'action de la cryothérapie.
<b>Genulig® Rotulig Stab®</b>	<b>Genurom Neo® Altitude®</b>	<b>Genu'R® 3 Pans Genuflex® Genuflex Rom®</b>	<b>Genu'R® 3 Pans</b>	<b>Genu'R® Genouillère Cryopump® Kit Compressive Cryotec®</b>
				
GENULIG®	GENUROM NEO®	GENU'R®	GENU'R®	GENOUILLÈRE CRYOPUMP®
				
ROTULIG STAB®	ALTITUDE®	GENUFLEX ROM®	3 PANS	KIT COMPRESSIVE CRYOTEC®
Genouillère ligamentaire articulée et rotulienne	Genouillère ligamentaire articulée à fort bras de levier	Attelle d'immobilisation stricte ou avec réglage d'angle	Attelle d'immobilisation stricte	Attelle d'immobilisation avec thérapie par le froid

# ROTULIG®

MAINTIEN

**INDICATIONS :**

Gonarthrose, Lésion rotulienne, Tendinite du tendon rotulien, Instabilité modérée des ligaments latéraux LLI et LLE.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Matière tricot élastique et extensible,
- Doublure interne cousue bord à bord pour un plus grand confort.



**Bande anti-glisse circulaire**



**Insert rotulien** avec picots favorisant l'effet proprioceptif.

**Évidement poplitéal** pour limiter les points de pression lors de la flexion du genou.




**Doubles ressorts spiraliums** pour une plus grande dynamique du pas.



TAILLE	TOUR DE GENOU	ACL 13
1	29 - 33 cm	34010.4633937.1
2	33 - 37,5 cm	34010.4633943.2
3	37,5 - 42 cm	34010.4633966.1
4	42 - 47 cm	34010.4633972.2
5	47 - 53 cm	34010.4633989.0
6	53 - 58 cm	34010.9799648.6

LPPR : 201D02.5 + 201D04.2 + 201D04.3 + 201D04.4 / **24,46€<sup>TTC</sup>**

Prescrire : Rotulig® - Orliman®



Prise de mesures : tour de genou, en légère flexion de 5 à 10°.

# ROTULIG SPORT®

MAINTIEN

**INDICATIONS :**


Gonarthrose, Lésion rotulienne, Tendinite du tendon rotulien.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Genouillère rotulienne fermée,
- Ressorts spiralium.



**Insert rotulien** avec picots favorisant l'effet proprioceptif.




**Tricotage 3D multidirectionnel** pour un meilleur respect de la morphologie des patients.

TAILLE	TOUR DE GENOU	ACL 13
1	29 - 33 cm	34010.9772750.9
2	33 - 37,5 cm	34010.9775412.3
3	37,5 - 42 cm	34010.9775429.1
4	42 - 47 cm	34010.9775435.2
5	47 - 53 cm	34010.9775441.3

LPPR : 201D02.5 + 201D04.2 + 201D04.3 + 201D04.4 / **24,46€<sup>TTC</sup>**

Prescrire : Rotulig Sport® - Orliman®



Prise de mesures : tour de genou, en légère flexion de 5 à 10°.

# GENULIG®

MAINTIEN

**INDICATIONS :**


Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE),  
Instabilité rotulienne, Gonarthrose, Soutien en cas d'affection  
fémoro-patellaire, Reprise du sport ou d'activité.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Genouillère évolutive : avec ou sans baleinage, avec ou sans strapping,
- Permet d'accompagner le patient d'une phase traumatique à une reprise d'activité,
- Ouverture totale, fermeture postérieure.

**MISE EN PLACE :**

Sangle en X : repositionnable de 3 façons.




TAILLE	TOUR DE CUISSE	ACL 13
1	39 - 47 cm	34010.9775599.1
2	47 - 53 cm	34010.9775607.3
3	53 - 60 cm	34010.9775613.4
4	60 - 67 cm	34010.9775636.3
5	67 - 75 cm	34010.9775642.4


LPPR : 2152211 / 102,29€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Genulig® - Orliman®



**Cadran articulé polycentrique**  
butée anti-recurvatum, pour un renfort articulaire.



**Sangle Strapping en X** permettant un meilleur renfort de l'articulation et une contention progressive.

GENOU

# ROTULIG STAB®

MAINTIEN

**INDICATIONS :**

Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE),  
États d'irritation (tendinopathie, arthrose légère, arthrite post-traumatique et post-opératoire),  
Instabilité rotulienne,  
Correction de genou-recurvatum bénin.

**CARACTÉRISTIQUES :**



- Sangles amovibles (haute et basse) pour optimiser le cloisonnement de l'articulation,
- Coussinet visco-élastique pour un meilleur contrôle de la rotule,
- Modèle évolutif fourni avec doubles ressorts spiralium et cadran articulé.

**Sangles amovibles**

**Tricot 3D double densité** offrant une élasticité supérieure au niveau des zones de mouvement (rotule, creux poplité, cuisse/mollet).

TAILLE	TOUR DE CUISSE	TOUR DE MOLLET	ACL 13
1	36 - 39 cm	26 - 29 cm	34010.8177904.0
2	39 - 42 cm	29 - 32 cm	34010.8177910.1
3	42 - 45 cm	32 - 35 cm	34010.8177927.9
4	45 - 48 cm	35 - 38 cm	34010.8177933.0
5	48 - 51 cm	38 - 41 cm	34010.8177979.8
6	51 - 54 cm	41 - 44 cm	34010.8177985.9
7	54 - 57 cm	44 - 47 cm	34010.8178022.0

LPPR : 2152211 / 102,29€<sup>TTC</sup>



**Doubles ressorts spiralium** reproduisant le mouvement du genou.

OU



**Cadran articulé polycentrique** limitant l'amplitude articulaire.

Prescrire : Rotulig Stab® - Orliman®

**FLEXILIG®**

MAINTIEN

## INDICATIONS :

Entorse des plans latéraux,  
Élongation et rupture partielle des ligaments latéraux LLI et LLE,  
Instabilité chronique du genou,  
Rééducation, Arthrose.

## CARACTÉRISTIQUES :


- Rotule ouverte et évidement poplitéal.



Ouverture totale  
fermeture postérieure



Tissage respirant  
à base de fibres non  
allergisantes.



Cadran articulé  
polycentrique cranté  
butée anti-recurvatum,  
pour un renfort articulaire.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	ACL 13
1	39 - 47 cm	34010.4646437.0
2	47 - 53 cm	34010.4646443.1
3	53 - 60 cm	34010.4646466.0
4	60 - 67 cm	34010.4646472.1
5	67 - 75 cm	34010.4646489.9
6	75 - 82 cm	34010.9754806.7

LPPR : 2152211 / 102,29€<sup>TTC</sup>

Prise de mesures :  
tour de cuisse,  
jambe en extension  
15 cm au dessus  
de la rotule.

Prescrire : Flexilig® - Orliman®

**ALTITUDE®**

IMMOBILISATION

## INDICATIONS :

Traumatologie : Entorse des plans latéraux,  
Élongation et rupture partielle des ligaments latéraux LLI et LLE,  
Pré ou Post intervention chirurgicale des LLI et LLE,  
Réadaptation fonctionnelle :  
Instabilité chronique du genou.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Genouillère ligamentaire articulée réglable,  
- Bandes anti-glisse circulaires.



Éclisse  
postérieure en ABS  
large et amovible par velcro®  
permettant d'accroître la qualité  
d'immobilisation (type «3 pans»).



Articulation  
polycentrique  
en aluminium  
cadran réglable par picots  
en flexion et en extension  
(0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°).

Sangles avec boucles  
à fixation rapide (clips).

TAILLE	TOUR DE CUISSE	ACL 13
1	39 - 47 cm	34010.9775530.4
2	47 - 53 cm	34010.9775547.2
3	53 - 60 cm	34010.9775553.3
4	60 - 67 cm	34010.9775576.2
5	67 - 75 cm	34010.9775582.3

LPPR : 2152211 / 102,29€<sup>TTC</sup>

Prise de mesures :  
tour de cuisse,  
jambe en extension  
15 cm au dessus  
de la rotule.

Prescrire : Altitude® - Orliman®

ATTELLE DE GENOU ARTICULÉE

# GENUFLEX ROM®

IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Entorse grave du genou, Pré ou Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Graduation tous les 10° (jusqu'à 30°) et tous les 15° (à partir de 30°),
- 4 enveloppes capitonnées,
- Sangles découpables avec velcro® papillon repositionnables,
- Hauteur totale de l'attelle : 54 cm mini - 72 cm maxi (4 réglages distincts à la cuisse et au mollet).

**Cadran articulé**  
flexion de 0° à 120°  
et extension de 0° à 90°  
(immobilisation totale en flexion de 0° à 45° avec lock).



**Tige télescopique en aluminium à encoches**  
réglable en hauteur.

**Fermetures clips à mémoire de réglage**

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	ACL 13
Unique	> 165 cm	34015.6010867.5

LPPR : 2152211 / 102,29€<sup>TTC</sup>



Prise de mesures :  
taille individuel.

Prescrire : Genuflex Rom® - Orliman®

ATTELLE DE GENOU ARTICULÉE

# GENUFLEX®

IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Entorse grave du genou, Pré ou Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 4 enveloppes capitonnées (cuisse et mollet),
- Tour de cuisse jusqu'à 80 cm,
- Hauteur totale de l'attelle : 51 cm mini - 73,5 cm maxi (tiges télescopiques),
- Mise en place et réglage faciles.

**Cadran articulé**  
flexion de 0° à 120°  
et extension de 0° à 90°  
(graduation tous les 15°).



**Tige télescopique en aluminium**  
réglable en hauteur.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	ACL 13
Unique	> 160 cm	34010.9775659.2

LPPR : 2152211 / 102,29€<sup>TTC</sup>



Prise de mesures :  
taille individuel.

Prescrire : Genuflex® - Orliman®



# GENUROM NEO®

NOUVEAU

IMMOBILISATION

## INDICATIONS :

Traitement pré ou post-opératoire des ligaments LCA et LCP, Lésions des ligaments colatéraux, Instabilité du genou.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Articulations polycentriques dynamiques avec contrôle et limitation de la flexion-extension,
- Doublage intérieur antidérapant fournissant confort et protection,
- Sangles de soutien réglables.

Réglages par cales en acier zingué évitant la corrosion.



**Limitation en extension**  
0°, 10°, 20°, 30° et 40°  
**et en flexion**  
90°, 75°, 60° et 40°.

**Coussins condylaires**  
limitant les appuis pour plus de confort.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	34 - 41 cm	3664338.000773	6034708	3664338.000728	6034703
2	41 - 48 cm	3664338.000780	6034710	3664338.000735	6034704
3	48 - 55 cm	3664338.000797	6034711	3664338.000742	6034705
4	55 - 62 cm	3664338.000803	6034712	3664338.000759	6034706
5	62 - 69 cm	3664338.000810	6034713	3664338.000766	6034707

LPPR : 2152211 / 102,29€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Genurom Neo® - Orliman®



Bientôt !

## NOTRE NOUVELLE GENOUILLÈRE

spécialement indiquée dans des cas de **Gonarthrose** permet de diminuer la pression exercée sur le compartiment atteint et de redistribuer la pression vers le compartiment sain grâce à son cadran réglable.

À découvrir très bientôt auprès de votre technico-commercial(e).

GENOUILLÈRE

# GENUFORTE®

SOUTIEN



## INDICATIONS :

Arthrose légère, Œdème post-opératoire.

## CARACTÉRISTIQUES :


- Effet proprioceptif.



**Tricot élastique**  
permettant une contention forte

TAILLE	TOUR DE GENOU	ACL 13
1	29 - 33 cm	34010.4633707.0
2	33 - 37,5 cm	34010.4633713.1
3	37,5 - 42 cm	34010.4633736.0
4	42 - 47 cm	34010.4633742.1
5	47 - 53 cm	34010.4633759.9

LPPR : 201D02.5 / 17,69€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Genuforte® - Orliman®

SANGLE INFRA-PATELLAIRE

# PATEL'R®

SOUTIEN



## INDICATIONS :

Idéale pour le traitement de la maladie d'Osgood-Schlatter chez le jeune sportif, Tendinite du tendon rotulien.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot 3D pour un confort accru à l'arrière du genou.

### Insert visco-élastique amovible

assurant une pression localisée sur le tendon et limitant les vibrations.



**Sangle de réglage**  
ajustement 2 points avec boucles anti-villes.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.8139341.3

Non remboursé

Prescrire : Patel'R® - Orliman®

# GENU'R®

**INDICATIONS :**

Traumatisme et entorse,  
Luxation de la rotule, Lésion partielle  
ou déchirure ligamentaire,  
Post-opératoire.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Élégante et aérée, la Genu'R®  
se positionne comme l'une des attelles  
les plus légères du marché\*.

\*400g pour le modèle Hauteur 50 / Taille 1.



**Modèle léger  
et aéré**  
confortable  
au quotidien.


**4 éclisses modelables  
en aluminium**  
pour une bonne  
immobilisation du genou.



**Système de fixation  
par clip à mémoire  
de réglage**  
pour une plus grande  
facilité d'utilisation.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	HAUTEUR 40 cm (individu < 150 cm)	HAUTEUR 50 cm (individu 150 à 180 cm)	HAUTEUR 60 cm (individu > 180 cm)
		ACL 13	ACL 13	ACL 13
Unique	35 - 43 cm	34010. <b>8150851</b> . 0	-	-
1	43 - 53 cm	-	34010. <b>8150874</b> . 9	34010. <b>8150897</b> . 8
2	53 - 63 cm	-	34010. <b>8150880</b> . 0	34010. <b>8150845</b> . 9

LPPR : 2124338 / **57,23€<sup>TTC</sup>**



Prescrire : Genu'R® - Orliman®


# MONOBLOC

**INDICATIONS :**

Post-traumatique :  
Entorse moyenne et grave,  
Post-opératoire.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Immobilisation du genou en extension,  
- Système de bandes anti-glisse internes.



TAILLE	TOUR DE CUISSE	HAUTEUR 40 cm (individu < 150 cm)		HAUTEUR 50 cm (individu 150 à 180 cm)		HAUTEUR 60 cm (individu 180 à 190 cm)		HAUTEUR 65 cm (individu > 190 cm)	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Unique	23 - 36 cm	3401046. 208578	4620857	-	-	-	-	-	-
1	36 - 48 cm	-	-	3401046. 208639	4620863	-	-	-	-
2	48 - 60 cm	-	-	3401046. 208868	4620886	-	-	-	-
1	42 - 52 cm	-	-	-	-	3401046. 208929	4620892	-	-
2	52 - 64 cm	-	-	-	-	3401046. 209001	4620900	-	-
Unique	48 - 60 cm	-	-	-	-	-	-	3401046. 209179	4620917

LPPR : 2124338 / **57,23€<sup>TTC</sup>**

Prescrire : Monobloc - Orliman®

# 3 PANS

**NOUVEAU**

IMMOBILISATION

**INDICATIONS :**

Traumatisme et entorse,  
Luxation de la rotule,  
Lésion partielle ou déchirure ligamentaire,  
Post-opératoire.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Éclisses postérieures et latérales modelables,
- Facile à positionner (avec sangles élastiques pour prépositionner l'attelle),
- Bandes anti-glisse internes.




**Modèle 3 volets**  
avec panneaux latéraux amovibles.

**Réglage par sangles**  
avec boucles anti-vrilles.



TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	TOUR DE CUISSE	EAN 13	ACL 7
1	110 - 140 cm	40 cm	33 - 39 cm	3664338.000674	6034698
2	140 - 160 cm	50 cm	39 - 46 cm	3664338.000681	6034699
3	160 - 180 cm	55 cm	46 - 51 cm	3664338.000698	6034700
4	180 - 190 cm	60 cm	51 - 66 cm	3664338.000704	6034701
5	> 190 cm	66 cm	> 66 cm	3664338.000711	6034702

LPPR : 2124338 / **57,23€<sup>TTC</sup>**



Prescrire : 3 Pans - Orliman®

# 3 PANS 20°

**NOUVEAU**

IMMOBILISATION

**INDICATIONS :**

Immobilisation 20° suite à lésion articulaire  
et ligamentaire,  
Pré et post-opératoire.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- 1 panneau central et 2 panneaux latéraux amovibles pour faciliter le réglage selon la morphologie du patient.
- Éclisses latérales postérieures amovibles pour le lavage de l'attelle.

**2 éclisses latérales et une double éclisse postérieure**  
préformées selon un angle de 20°  
pour l'immobilisation du genou  
en légère flexion.

**Sangles de serrage**  
avec boucles anti-vrilles  
facilitant la mise en place et le réglage.



TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	ACL 13
1	< 150 cm	40 cm	34010.6026622.6
2	150 - 180 cm	50 cm	34010.6026623.3
3	> 180 cm	60 cm	34010.6026620.2

LPPR : 2124338 / **57,23€<sup>TTC</sup>**




Prescrire : 3 Pans 20° - Orliman®



## RAPPEL ANATOMIQUE

Retrouvez plus d'informations sur les pathologies sur [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)





CHEVILLE / PIED

# GUIDE DE DÉLIVRANCE CHEVILLE/PIED

## ◀ GRAVITÉ DE LA PATHOLOGIE ▶

	TENDINITE	INSTABILITÉ	LAXITÉ CHRONIQUE	LE STEPPAGE
Pathologie	Une tendinite est une inflammation d'un tendon provoquée par une sursollicitation de l'articulation. Elle est due à la rupture des fibres du tendon.	Une instabilité ligamentaire se caractérise par une fragilité de l'articulation pouvant entraîner une douleur.	La laxité de la cheville se caractérise par une amplitude inhabituelle des ligaments.	Le steppage ou pied tombant est une paralysie d'origine nerveuse des muscles releveurs du pied et des orteils.
Action recherchée	MISE AU REPOS DU TENDON	SOUTIEN LIGAMENTAIRE	LIMITER L'AMPLITUDE ARTICULAIRE	MAINTIEN DU PIED À ANGLE DROIT
But	Favoriser la cicatrisation et éliminer l'inflammation.	Sécuriser le mouvement mais ne pas l'empêcher.	Empêcher le mouvement dans un plan mais ne pas bloquer les autres pour favoriser la cicatrisation ligamentaire.	Maintenir l'articulation à angle droit afin d'améliorer la mobilité.
EXEMPLES DE PRODUITS À DÉLIVRER	<b>Cheviforte® Talonnettes</b>	<b>Chevilig®</b>	<b>Chevistrap® Chevilig®</b>	<b>Releveur de pied Boxia®</b>
				
				
	Chevillère de contention et talonnettes	Chevillère ligamentaire souple	Chevillère ligamentaire	Releveur de pied



Cet outil est destiné à vous guider dans la recommandation des produits Orliman®.  
Il ne doit pas se substituer à la prescription médicale.





## INDICATIONS :

Entorse bénigne et traitement d'œdème post-opératoire.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Contention forte,
- Système de contention à effet proprioceptif.




Tricot extensible  
avec talon fermé.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
1	17 - 20 cm	34010.4633860.2
2	20 - 22 cm	34010.4633854.1
3	22 - 24 cm	34010.4633848.0
4	24 - 26 cm	34010.4633831.2
5	26 - 29 cm	34010.4633825.1

LPPR : 201D02.6 / 16,19€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Cheviforte® - Orliman®



## CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

**CHEVILIG®**

## INDICATIONS :

Traitement pour suite d'entorse de cheville bénigne et traitement d'œdème post-opératoire, Permet la reprise d'activité sportive.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Contention forte,
- Système de contention à effet proprioceptif,
- Tricot extensible avec talon fermé,
- La sangle peut se porter avec ou sans la chevillère de contention.




Sangle amovible  
auto-agrippante  
strapping limitant l'inversion ou  
l'éversion de la cheville.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
1	17 - 20 cm	34010.4872613.1
2	20 - 22 cm	34010.4872607.0
3	22 - 24 cm	34010.4872599.8
4	24 - 26 cm	34010.4872582.0
5	26 - 29 cm	34010.4872576.9

LPPR : 201D02.6 / 16,19€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Chevilig® - Orliman®



## INDICATIONS :

Traumatisme de la cheville avec entorse,  
Post-opératoire, Reprise et prévention.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Repérage couleur (bleu et gris) pour une plus grande facilité de mise en place,
- Réglage par lacets pour un ajustement rapide et précis à la morphologie de la cheville,
- Dotée de renforcements bilatéraux permettant une stabilité et un équilibre naturel sans aucune gêne lors des mouvements de flexion et d'extension du pied, nécessaires pour la pratique du sport,
- Chevillère en structure aérée POROMAX® avec un traitement THERMY-TEX® (anti-bactériens, anti-transpirant et anti-acariens).



EXISTE  
EN TAILLE  
ENFANT  
page 72




**Système de double  
sangle en 8**

conçu pour apporter une stabilité  
médio-latérale limitant ainsi  
une inversion et éversion du pied.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
1	17 - 20 cm	34010.8176023.9
2	20 - 24,5 cm	34010.8176170.0
3	24,5 - 29 cm	34010.8176187.8

LPPR : 2107972 / 27,44€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Chevistrap® - Orliman®

ENTORSE  
DE LA CHEVILLE

**1 FRANÇAIS  
SUR 10000**

est victime quotidiennement  
d'une entorse de la cheville.

Source : L'entorse : définition, symptômes,  
traitement. [www.sciencesetavenir.fr](http://www.sciencesetavenir.fr)



# MEMOFORME®

**INDICATIONS :**

Traumatisme et entorse de cheville récente,  
Entorse tibio-tarsienne grave,  
Laxité chronique de la cheville.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Évidement malléolaire évitant tout point de pression sur les zones douloureuses.



EXISTE EN TAILLE ENFANT page 73



**Longue sangle calcanéenne**

**Coques à double rigidité**

rigides en partie supérieure et semi-rigides sous les malléoles pour plus de stabilité et une meilleure adaptation dans la chaussure.

**2 coussins amovibles en mousse à mémoire de forme double densité.**

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	120 - 160 cm	3664338 .000001	6032965
Standard	> 160 cm	3664338 .000018	6032966

LPPR : 2107972 / **27,44€<sup>TTC</sup>**



Prescrire : Memoforme® - Orliman®

# MEMOSTAB®

**INDICATIONS :**

Traumatisme et entorse de la cheville récente,  
Entorse tibio-tarsienne grave,  
Laxité chronique de la cheville.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Modèle semi-fermé facilitant la mise en place tout en apportant un confort optimal,  
- Anatomique, confortable, amortit les vibrations, évite les points de pression sur les zones douloureuses.




EXISTE EN TAILLE ENFANT page 73



**Sangle de pré-maintien** pour un réglage précis de l'attelle.

**Système de poulies**

permettant de découpler la force de tirage afin d'obtenir une immobilisation ajustée.



**2 coques amovibles semi-rigides** conçues spécifiquement pour la malléole interne (I) et la malléole externe (E) et mousse double densité garantissant une bonne adaptation morphologique et un confort optimal.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	35 - 40	34010 . <b>6005165 . 5</b>
2	40 - 45	34010 . <b>6005166 . 2</b>

LPPR : 2107972 / **27,44€<sup>TTC</sup>**



Prescrire : Memostab® - Orliman®

# RELEVEUR DE PIED BOXIA®

## INDICATIONS :

Paralysies flaccides,  
Paralysies traumatiques,  
Paralysies neurologiques.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Sangle de maintien autour de la cheville avec rembourrage à base de gel pour plus de confort sur le tendon d'Achille.
- Bande élastique reliant la sangle de maintien et le support antidérapant permettant le réglage de la courbure,
- Discret, confortable, souple et facile à régler.




### Bandelette

Disponible séparément pour une utilisation sans chaussure.



### Support antidérapant

(avec crochet central) à positionner entre la languette de la chaussure et les lacets.




BOXIA®

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
0	13 - 17 cm	8435025.971776	9848565
1	17 - 21 cm	8435025.971202	9848571
2	21 - 25 cm	8435025.971219	9848588
3	25 - 29 cm	8435025.971226	9848594

LPPR : 2122138 / 76,22€ <sup>TTC</sup>

Prescrire : Boxia® - Orliman®



BANDELETTE

TAILLE	COU-DE-PIED	EAN 13 - DROIT	EAN 13 - GAUCHE
1	17 - 21 cm	8435025.971639	8435025.971653
2	21 - 25 cm	8435025.971646	8435025.971660
3	25 - 29 cm	8435025.971684	8435025.971691

Non remboursé

# RELEVEUR DE PIED

## INDICATIONS :

Maintien du pied à angle droit :  
Paralysie traumatique ou neurologique,  
Tendinopathie achilléenne,  
Tenue du calcanéum.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Prévient tout déséquilibre latéral,
- Adaptable par découpe, se chauffe au pistolet thermique,
- Modèle rembourré d'un capiton dans la partie supérieure.



Maintient le pied à angle droit

GAUCHE

DROIT

TAILLE	POINTURE	HAUTEUR	GAUCHE		DROIT	
			EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	35 - 37	29 cm	8435025.964938	6004480	8435025.964891	6004444
2	37 - 39	32 cm	8435025.964945	6004481	8435025.964907	6004445
3	39 - 41	34 cm	8435025.964952	6004483	8435025.964914	6004446
4	41 - 44	39 cm	8435025.964969	6004484	8435025.964921	6004448

LPPR : 2122138 / 76,22€ <sup>TTC</sup>

Prescrire : Releveur de pied - Orliman®



# BOTIMED®

**INDICATIONS BOTIMED® HAUTE :**

Fracture du pied, de la cheville et du tiers inférieur de la jambe, Entorse grave de la cheville.

**INDICATIONS BOTIMED® BASSE :**

Entorse grave de la cheville, Fracture de la cheville, des malléoles et des métatarses.

**CARACTÉRISTIQUES :**


- Chausson enveloppant avec coussin de protection,
- Tissage anti-transpirant en maille 3D aérée.



**Semelle profilée antidérapante** en forme de balancier pour faciliter le déroulement du pas.

TAILLE	POINTURE	BOTIMED® HAUTE		BOTIMED® BASSE	
		HAUTEUR	ACL 13	HAUTEUR	ACL 13
1	< 39	38 cm	34010.4634090.2	29 cm	34010.4633995.1
2	39 - 42	41 cm	34010.4634109.1	29 cm	34010.4634003.2
3	42 - 45	44 cm	34010.4634115.2	29 cm	34010.4634026.1

LPPR : 2161530 / 64,40€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Botimed® Haute ou Botimed® Basse - Orliman®

# BOTIMED® HAUTE ARTICULÉE

**INDICATIONS :**

Fracture du pied, de la cheville, du tiers inférieur de la jambe, Entorse grave de la cheville, Post-intervention en cas de rupture du tendon d'Achille, opéré ou non.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Modèle doté de cadrans articulés réglables et de baleines latérales adaptables,
- Possibilité de mettre le pied en équin,
- Chausson enveloppant avec coussin de protection,
- Tissage anti-transpirant en maille 3D aérée,
- Semelle profilée antidérapante en forme de balancier pour faciliter le déroulement du pas.



**Articulations monocentriques** à système de réglage en flexion et extension de 0° à 45° (graduation de 7,5° en 7,5°),

TAILLE	POINTURE	HAUTEUR	ACL 13
1	< 39	38 cm	34010.4634061.2
2	39 - 42	41 cm	34010.4634078.0
3	42 - 45	44 cm	34010.4634084.1

LPPR : 2161530 / 64,40€<sup>TTC</sup>



Prescrire : Botimed® Haute Articulée - Orliman®

# BOTIMED AIR®

## INDICATIONS BOTIMED AIR® HAUTE :

Fracture du pied, de la cheville et du tiers inférieur de la jambe, Entorse grave de la cheville, Post-opératoire, Lésion tendineuse ou intervention du tendon d'Achille.

## INDICATIONS BOTIMED AIR® BASSE :

Fracture de la cheville, de la malléole et du cou-de-pied (tarses et métatarses), Entorse grave de la cheville, Permet un accroissement de la mobilité en post-opératoire.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Favorise la réduction de l'œdème et accroît la qualité d'immobilisation,
- Semelle profilée antidérapante en forme de balancier pour faciliter le déroulement du pas,
- Chausson enveloppant avec coussin de protection,
- Tissage anti-transpirant en maille 3D aérée.



**Coussin pneumatique** répartissant l'air de manière homogène sur l'ensemble du chausson, réglage de l'influx d'air par pompe amovible.



BOTIMED AIR® HAUTE				BOTIMED AIR® BASSE	
TAILLE	POINTURE	HAUTEUR	ACL 13	HAUTEUR	ACL 13
1	< 39	38 cm	34010.9775470.3	29 cm	34010.9775501.4
2	39 - 42	44 cm	34010.9775487.1	29 cm	34010.9775518.2
3	42 - 46	44 cm	34010.9775493.2	29 cm	34010.9775524.3
LPPR : 2161530 / 64,40€ <sup>TTC</sup>				LPPR : 2161530 / 64,40€ <sup>TTC</sup>	



Prescrire : Botimed Air® Haute ou Botimed Air® Basse - Orliman®



L'ENTORSE DE LA CHEVILLE est le traumatisme le plus fréquent de l'appareil locomoteur : il est à l'origine de **7 à 10%** des consultations d'urgence hospitalière.

Source : [www.ameli-sante.fr/entorse-de-la-cheville](http://www.ameli-sante.fr/entorse-de-la-cheville)

# CHAUSSURE À DÉCHARGE DE L'AVANT PIED

## INDICATIONS :

Traumatisme et chirurgie de l'avant-pied,  
Période post-opératoire,  
Ulcérations des têtes métatarsiennes et/ou des orteils,  
Syndrome algo neurodystrophique de l'avant-pied,  
Tout état aigu, inflammatoire, douloureux, œdémateux,  
nécessitant une mise en décharge de l'avant-pied.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Renfort rigide sur le talon, idéal pour des problèmes dans la zone du calcanéen,
- Semelle antiglisse,
- Modèle bilatéral.

Système de fixation velcro® avec boucles anti-vrilles.



TAILLE	POINTURE	ACL 13
0	33 - 35	34010.6005597.4
1	36 - 38	34010.6005600.1
2	39 - 40	34010.6005602.5
3	41 - 42	34010.6005603.2
4	43 - 45	34010.6005604.9
LPPR : 2183855 / 30,49€ <sup>TTC</sup>		



Prescrire : Chaussure à décharge de l'avant-pied - Orliman®

# CHAUSSURE DE MARCHÉ BASSE

## INDICATIONS :

Post-opératoire du pied, tarses et métatarses,  
Recommandé dans les cas où des problèmes de circulation veineuse (œdème) empêchent l'adaptation d'une chaussure conventionnelle.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle anti-glisse,
- Système de fixation velcro® permettant l'adaptation aux pieds ayant de grandes difformités ou des bandages,
- Modèle bilatéral.



TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
0	33 - 35	3664338.000872	6034720
1	36 - 38	3664338.000889	6034876
2	39 - 40	3664338.000896	6034878
3	41 - 42	3664338.000902	6034880
4	43 - 45	3664338.000919	6034884
LPPR : 2183855 / 30,49€ <sup>TTC</sup>			



Prescrire : Chaussure de marche basse - Orliman®

# CHAUSSURE POST-OPÉRATOIRE

## INDICATIONS :

Post-chirurgicale du pied et des orteils,  
Problèmes de retours veineux (œdèmes),  
Pied diabétique, Ulcère plantaire.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle semi-rigide intérieure amovible et externe antidérapante (en forme bateau),
- Système de fixation velcro®,
- Matière respirante,
- Modèle bilatéral.

**Modèle évolutif**  
(ouvert ou fermé)  
grâce à une zone avant amovible.



TAILLE	POINTURE	ACL 13
0	33 - 35	34010.8138956.0
1	36 - 38	34010.8139105.1
2	39 - 40	34010.8139186.0
3	41 - 42	34010.8139246.1
4	43 - 45	34010.8139252.2
LPPR : 2183855 / 30,49€ <sup>TTC</sup>		



Prescrire : Chaussure post-opératoire - Orliman®

# CHAUSSURE POUR PIED DIABÉTIQUE

## INDICATIONS :


Permettre la mobilité post-opératoire,  
Pied diabétique,  
Ulcère de la plante du pied et autres infections liées au diabète,  
Pathologies du pied nécessitant une semelle à décharge.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Épaisseur de la semelle : 18 mm,
- Possibilité de commander la semelle seule.



**2 zones distinctes de décharge**



**Plots amovibles et repositionnables**



**Système de fixation velcro®**

TAILLE	POINTURE	CHAUSSURE AVEC SEMELLE		SEMELLE SEULE
		ACL 13		ACL 13
0	33 - 35	34010.8145399.5	34010.6000549.8	34010.6000549.8
1	36 - 38	34010.8145413.8	34010.6000552.8	34010.6000552.8
2	39 - 40	34010.8145442.8	34010.6000555.9	34010.6000555.9
3	41 - 42	34010.8145459.6	34010.6000556.6	34010.6000556.6
4	43 - 45	34010.8145465.7	34010.6000557.3	34010.6000557.3
LPPR : 2183855 / 30,49€ <sup>TTC</sup>				Non remboursé



Prescrire : Chaussure pour pied diabétique - Orliman®





Une gamme spécialement conçue pour la morphologie des plus petits.  
Des attelles pour immobiliser mais surtout pour bouger !





COLLIER CERVICAL

# COLLIER C1 SOUPLE

INDICATIONS :



Torticolis,  
Réadaptation après port d'un collier C2.

TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	5 cm	25 - 29 cm	3664338.000384	6034526
Enfant	6,5 cm	29 - 34 cm	3664338.000391	6034527

LPPR : 2118823 / 9,25€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Collier C1 - Orliman®



COLLIER CERVICAL

# COLLIER C2 SEMI-RIGIDE

INDICATIONS :



Entorse bénigne,  
Torticolis,  
Néuralgie cervico-brachiale.

TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	5 cm	25 - 29 cm	3664338.000254	6034502
Enfant	6,5 cm	29 - 34 cm	3664338.000261	6034503

LPPR : 2139009 / 13,10€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Collier C2 - Orliman®



*tour de cou  
+ hauteur de cou*

ATTELLE DE POUCE

# NEO RHIZO CONFORT®

INDICATIONS :




Entorse de la métacarpophalangienne (MCP),  
Lésion articulaire et ligamentaire du pouce.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
0	< 14 cm	34010.6018535.0

LPPR : 2189800 / 53,18€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Neo Rhizo Confort® - Orliman®



*tour de  
poignet*



ATTELLE DE POIGNET

# CONFORT PLUS® POIGNET

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet,  
Entorse,  
Contusion,  
Immobilisation post-opératoire.

MAINTIEN



TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	< 10 cm	3664338.000131	6032982	3664338.000063	6032973
Enfant	10 - 12 cm	3664338.000124	6032980	3664338.000056	6032972

LPPR : 2182755 / 41,64€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Confort Plus® Poignet - Orliman®



Kids

ATTELLE DE POIGNET - POUCE

# CONFORT PLUS® POIGNET-POUCE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse du poignet et du pouce,  
Blessure du scaphoïde.

IMMOBILISATION



TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	ACL 13	ACL 7
Enfant	10 - 12 cm	3664338.000247	6033034	3664338.000186	6033026

LPPR : 2189800 / 53,18€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Confort Plus® Poignet-Pouce - Orliman®

BANDAGE

# D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE



INDICATIONS :

Immobilisation post-opératoire et après traumatisme (entorse et luxation) de l'épaule et du coude.


MAINTIEN



TAILLE	TOUR DE POITRINE + BRAS	LISERET	ACL 13
Pédiatrique	< 65 cm	Rouge	34010.4529594.4
Enfant	65 - 90 cm	Bleu	34010.4529602.6

LPPR : 1156684 / 15,24€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Bandage d'immobilisation d'épaule - Orliman®



## ANNEAUX CLAVICULAIRES

INDICATIONS :

Luxation de l'articulation acromio-claviculaire, Fracture ou traumatisme de la clavicule avec ou sans déplacement.


IMMOBILISATION



TAILLE	CARRURE	ACL 13
Pédiatrique	< 24 cm	34010.4871476.3
Enfant	25 - 30 cm	34010.4871482.4

**Non remboursé**

Prescrire : Anneaux claviculaires - Orliman®



*carrure : mesurer à mi-hauteur entre la naissance du pli du bras et l'épaule*



GENOUILLÈRE

# ROTULIG®

INDICATIONS :



Lésion rotulienne,  
Instabilité modérée des ligaments latéraux LLI et LLE.

TAILLE	TOUR DE GENOU	ACL 13
Enfant	24 - 29 cm	34010.9799430.7

LPPR : 201D02.5 + 201D04.2 + 201D04.3 + 201D04.4 / **24,46€<sup>TTC</sup>**

Prescrire : Rotulig® - Orliman®



tour de genou



ATELLE DE GENOU

# 3 PANS

INDICATIONS :




Traumatisme et entorse,  
Luxation de la rotule,  
Lésion partielle ou déchirure ligamentaire,  
Post-opératoire.

TAILLE	TAILLE DE L'ENFANT	HAUTEUR	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	< 110 cm	25 cm	3664338.000667	6034697
Enfant	110 - 140 cm	40 cm	3664338.000674	6034698

LPPR : 2124338 / **57,23€<sup>TTC</sup>**

Prescrire : 3 Pans - Orliman®



taille de l'enfant



ATELLE DE GENOU AÉRÉE

# GENU'R®

INDICATIONS :




Traumatisme et entorse,  
Luxation de la rotule,  
Lésion partielle ou déchirure ligamentaire,  
Post-opératoire.

HAUTEUR 40 cm  
(enfant < 150 cm)

TAILLE	TOUR DE CUISSE	ACL 13
Unique	35 - 43 cm	34010.8150851.0

LPPR : 2124338 / **57,23€<sup>TTC</sup>**

Prescrire : Genu'R® - Orliman®



taille de l'enfant



tour de cuisse  
(15 cm au dessus  
de la rotule)



CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

# CHEVILIG®

INDICATIONS :




Traitement pour suite d'entorse de cheville bénigne et traitement d'œdème post-opératoire, Permet la reprise d'activité sportive.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
0	14 - 17 cm	34010. <b>9492884</b> . 8

LPPR : 201D02. 6 / **16,19€<sup>TTC</sup>**

Prescrire : Chevilig® - Orliman®



CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

# CHEVISTRAP®

INDICATIONS :



Traumatisme de la cheville avec entorse, Post-opératoire, Reprise et prévention.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
1	17 - 20 cm	34010. <b>8176023</b> . 9

LPPR : 2107972 / **27,44€<sup>TTC</sup>**

Prescrire : Chevistrap® - Orliman®



NOTES .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ATTELLE DE CHEVILLE

# MEMOFORME®

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente,  
Entorse tibio-tarsienne grave,  
Laxité chronique de la cheville.

IMMOBILISATION



TAILLE	TAILLE DE L'ENFANT	EAN 13	ACL 7
Petit	120 - 160 cm	3664338.000001	6032965

LPPR : 2107972 / 27,44€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Memoforme® - Orliman®



taille de l'enfant

ATTELLE DE CHEVILLE

# MEMOSTAB®

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse récente,  
Entorse tibio-tarsienne grave,  
Laxité chronique.

IMMOBILISATION



TAILLE	POINTURE	ACL 13
0	30 - 35	34010.6005167.9

LPPR : 2107972 / 27,44€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Memostab® - Orliman®



pointure



Kids

BOTTE DE MARCHÉ

# BOTIMED® PÉDIATRIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et suite d'intervention chirurgicale,  
Entorse et lésion ligamenteuse,  
Remplacement de plâtre.


IMMOBILISATION



TAILLE	POINTURE	MESURE DU PIED	HAUTEUR	ACL 13
Pédiatrique	21 - 27	14 - 18 cm	25 cm	34010.8275937.9
Enfant	24 - 32	16 - 21 cm	30 cm	34010.8275943.0

LPPR : 2161530 / 64,40€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Botimed® pédiatrique - Orliman®



pointure





### **PRATIQUEZ VOTRE ACTIVITÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ**

La gamme sport a été spécialement conçue pour protéger et soulager les douleurs, gênes ou lésions, tout en restant actif. Prévention, reprise, loisirs, sport...



GAMME SPORT



# GAMME SPORT L'EXPERTISE D'UN LABORATOIRE ORTHOPÉDIQUE



- Couture plate,
- Tricot technique,
- Sangle de réglage.

## POIGNET ÉLASTIQUE RÉGLABLE

**INDICATIONS :** Prévention des lésions du poignet, Tendinite, Ténosynovite bénigne.

TAILLE	ACL 13
UNIQUE	34010. <b>8145146</b> . 5
<b>Non remboursé</b>	



- Couture plate,
- Tricot double densité,
- Sangle de réglage.

## ATELLE DE POIGNET ÉLASTIQUE

**INDICATIONS :** Tendinite, Arthrose, Arthrite, Contusion légère, Instabilité et traumatisme léger, Processus inflammatoire.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
S	15 - 18 cm	34010. <b>8145152</b> . 6
M	18 - 21 cm	34010. <b>8145169</b> . 4
L	21 - 24 cm	34010. <b>8143621</b> . 9
<b>Non remboursé</b>		




- Couture plate,
- Tricot double densité,
- Insert silicone,
- Sangle de réglage.

## COUDIÈRE ÉLASTIQUE

**INDICATIONS :** Épicondylite (tennis elbow), Épitrôchléite (golf elbow), Contusion légère, Tendinite, Processus inflammatoire, Instabilités et traumatisme léger.

TAILLE	TOUR DE COUDE	ACL 13
S	22 - 26 cm	34010. <b>8145235</b> . 6
M	26 - 30 cm	34010. <b>8145241</b> . 7
L	30 - 34 cm	34010. <b>8145258</b> . 5
<b>Non remboursé</b>		



**SANS LATEX**

- Couture plate,
- Tricot double densité,
- Insert silicone.

## CHEVILLÈRE ÉLASTIQUE

**INDICATIONS :** Instabilité légère de la cheville, Épanchement articulaire, Inflammation d'origine traumatique ou due à une pathologie antérieure, Irritation post-opératoire ou post-traumatique (entorse, par exemple).

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
S	17 - 20 cm	34010. <b>8145206</b> . 6
M	20 - 23 cm	34010. <b>8145212</b> . 7
L	23 - 26 cm	34010. <b>8145229</b> . 5
<b>Non remboursé</b>		



- Sangle de réglage,
- Évidement au talon,
- Tricot technique.

## CHEVILLÈRE ÉLASTIQUE RÉGLABLE

**INDICATIONS :** Lésion légère, Entorse, Luxation.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
S	17 - 20 cm	34010. <b>8145175</b> . 5
M	20 - 23 cm	34010. <b>8145181</b> . 6
L	23 - 26 cm	34010. <b>8145198</b> . 4
<b>Non remboursé</b>		



LA PRATIQUE SPORTIVE FRANÇAISE EN QUELQUES CHIFFRES...

**47,1 Millions**

de français ont déclaré avoir pratiqué une activité physique ou sportive au cours des 12 derniers mois qui ont précédé l'enquête.


**9%** d'entre-eux (4,4 millions) ont déclaré avoir été victimes d'un accident.

Source : enquête pratique physique et sportive 2010, CNDS / direction des sports, INSEP, MEOS.

**Nos produits se distinguent par leur conception simple, ergonomique et esthétique grâce à un tricot 3D respirant et souple.**


Cette confection tridimensionnelle leur confère une meilleure élasticité transversale tout en exerçant une pression adaptée sur la zone de traitement pour un confort optimal.






**SANS LATEX**

- Couture plate,
- Design ergonomique,
- Tricot double densité,
- Ligne de confort.



- Couture plate,
- Renforts latéraux,
- Insert silicone,
- Tricot double densité.



**SANS LATEX**

- Couture plate,
- Ligne de confort,
- Design ergonomique,
- Tricot double densité.

## CUISSARD ÉLASTIQUE

**INDICATIONS :** Prévention des déchirures musculaires des quadriceps, abducteurs, muscles ischio-jambiers et muscles d'approximation.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	ACL 13
S	45 - 49 cm	34010.8145264.6
M	49 - 54 cm	34010.8145270.7
L	54 - 61 cm	34010.8145287.5

Non remboursé

## GENOUILLÈRE ÉLASTIQUE

**INDICATIONS :** Arthrite, Arthrose, Instabilité et traumatisme léger du genou, Processus inflammatoire.

TAILLE	TOUR DE GENOU	ACL 13
S	32 - 36 cm	34010.8145293.6
M	36 - 41 cm	34010.8145301.8
L	41 - 48 cm	34010.8145318.6

Non remboursé

## MOLLETIÈRE ÉLASTIQUE

**INDICATIONS :** Pathologies musculaires et protection du tibia.

TAILLE	TOUR DE MOLLET	ACL 13
S	27 - 31 cm	34010.8145347.6
M	31 - 36 cm	34010.8145376.6
L	36 - 42 cm	34010.8145382.7

Non remboursé

## ✓ UNE SOLUTION IDÉALE EN CAS DE :

- ✓ Gênes articulaires,
- ✓ Douleurs ligamentaires (entorses),
- ✓ Inflammations (tendinites),
- ✓ Lésions ou contusions légères,
- ✓ Instabilités et traumatismes légers.





### **DES PIEDS EN BONNE SANTÉ POUR UNE TOTALE SÉRÉNITÉ !**

Découvrez notre gamme complète de produits spécialement dédiés au soin et au confort des pieds sensibles : semelles thermoformables, talonnettes et semelles silicone, coussinets protecteurs, chaussures thérapeutiques à usage temporaire (CHUT)...



GAMME  
PODOLOGIE

# GAMME PODOLOGIE

## SEMELLES THERMOFORMABLES



**+44%\***  
de stabilité

**5,3%\***  
de vibrations en moins  
dans la région lombaire

**17,2%\***  
de vibrations en moins  
au niveau du genou

**12,6%\***  
de vibrations en moins  
au niveau de la cheville

\*source : Umana Ingeniería Biomecánica.



Améliore  
l'équilibre



Anti-bactérien



Anti-humidité



40  
SEC  
500W  
40 secondes  
au micro-ondes à 500 w

## SEMELLES THERMOFORMABLES

LA PAIRE

Grâce à leur technologie Bion'tech®, les semelles thermoformables s'adaptent parfaitement à la morphologie du pied améliorant ainsi l'amorti et la stabilité durant les phases de marche ou de course.

Elles permettent de réduire les vibrations sur les articulations du genou, de la cheville et de la région lombaire, réduisant les risques de traumatismes mineurs pouvant nuire aux articulations et aux os, tout en diminuant la fatigue musculaire.

POINTURE	ACL 13
36	34010.6003291.3
37	34010.6003294.4
38	34010.6003274.6
39	34010.6003275.3
40	34010.6003276.0
41	34010.6003277.7
42	34010.6003279.1
43	34010.6003282.1
44	34010.6003285.2
45	34010.6003288.3
46	34010.6003290.6
Non remboursé	

Prescrire : Semelles thermoformables - Orliman® FeetPAD

INNOVATION BREVETÉE

**EFFICACITÉ  
PROUVÉE !**

**lmana**  
Ingeniería biomecánica

Colegio Oficial  
de Podólogos  
de La Rioja



# GAMME PODOLOGIE

## CONFORT ET SOINS DES PIEDS

### CORRECTEUR NOCTURNE Hallux Valgus

1 UNITÉ

**INDICATIONS :**

Traitement d'Hallux Valgus,  
Thérapie conservatrice et post-opératoire.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Sangle de pression ajustable permettant un réglage de l'axe de correction,
- Coussin amortisseur offrant un confort optimal.



TAILLE	POINTURE	GAUCHE	DROIT
		ACL 13	ACL 13
S	34 - 36	34010.6005001.6	34010.6004997.3
M	37 - 40	34010.6005002.3	34010.6004995.9
L	41 - 46	34010.6005000.9	34010.6004998.0

LPPR : 2113174 / 12,13€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Correcteur nocturne Hallux Valgus - Orliman® FeetPAD

### SEMELLES avec inserts

LA PAIRE

**INDICATIONS :**

Métatarsalgie, Épine calcanéenne, Talalgie, Bursite,  
Fasciite plantaire, Pied diabétique,  
Pied fatigué ou douleur post-chirurgicale,  
Soulage le pied après l'effort (idéal pour le sport).

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires,
- Limite les traumatismes liés aux impacts répétés.



TAILLE	POINTURE	ACL 13
0	35 - 36	34015.6116270.6
1	37 - 38	34015.6116287.4
2	39 - 40	34015.6116293.5
3	41 - 42	34015.6116318.5
4	43 - 44	34015.6116324.6
5	45 - 46	34015.6116330.7

Non remboursé



Prescrire : Semelles avec inserts - Orliman® FeetPAD

FeetPAD®



# TALONNETTES avec insert central

LA PAIRE

## INDICATIONS :


Talalgie, Bursite, Tendinite du tendon d'Achille, Aponévrosite plantaire, Épine calcanéenne, Éperon calcanéen, Maladie de Sever (décharge partielle).

## CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	35 - 38	34015. <b>6116229</b> . 4
2	39 - 42	34015. <b>6116241</b> . 6
3	43 - 46	34015. <b>6116258</b> . 4

**Non remboursé**



Prescrire : Talonnettes avec insert central - Orliman® FeetPAD



# TALONNETTES avec insert latéral

LA PAIRE

## INDICATIONS :

Talalgie, Bursite, Tendinite du tendon d'Achille, Aponévrosite plantaire, Épine calcanéenne, Éperon calcanéen, Maladie de Sever (décharge partielle).

## CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	35 - 38	34015. <b>6435012</b> . 4
2	39 - 42	34015. <b>6469376</b> . 4
3	43 - 46	34015. <b>6469525</b> . 6

**Non remboursé**



Prescrire : Talonnettes avec insert latéral - Orliman® FeetPAD



# TALONNETTES PLATES avec insert central

LA PAIRE

## INDICATIONS :

Talalgie, Bursite, Tendinite du tendon d'Achille, Épine calcanéenne.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires,  
- Épaisseur de 5 mm sans bords latéraux.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	35 - 38	34010. <b>2945584</b> . 5
2	39 - 42	34010. <b>2945590</b> . 6
3	43 - 46	34010. <b>2945615</b> . 6
4	47 - 50	34010. <b>2945621</b> . 7

**Non remboursé**



Prescrire : Talonnettes plates avec insert central - Orliman® FeetPAD



# COUSSINET GEL Talon

LA PAIRE

## INDICATIONS :

Soulage la douleur et absorbe les chocs sous le talon,  
Évite les frottements et la formation de callosités.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression,
- Très fin, facile à placer dans tout type de chaussure.

TAILLE	ACL 13
--------	--------

Unique 34010.2945408.4

Non remboursé

Prescrire : Coussinet gel talon - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



AUTO-ADHÉSIF

# COUSSINET GEL Métatarses

LA PAIRE

## INDICATIONS :

Soulage la douleur de la zone métatarsale et de l'avant du pied,  
Évite la formation de callosités et durillons.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression,
- Très fin, facile à placer dans tout type de chaussure.

TAILLE	ACL 13
--------	--------

Unique 34010.2945377.3

Non remboursé

Prescrire : Coussinet gel métatarses - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



AUTO-ADHÉSIF

# PROTECTION GEL Talon

2 UNITÉS

## INDICATIONS :

Prévient des pressions et des frottements,  
Évite la formation d'ampoules,  
Protège les blessures existantes du tendon d'Achille.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression,
- Très fin, facile à placer dans tout type de chaussure.

TAILLE	ACL 13
--------	--------

Unique 34010.2945437.4

Non remboursé

Prescrire : Protection gel talon - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



AUTO-ADHÉSIF

FeetPAD®

# COUSSINET GEL Orteils

1 UNITÉ

## INDICATIONS :

Soulage les douleurs de l'avant-pied et les orteils en forme de griffe ou marteau.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Petit coussinet sous-diaphysaire en gel polymère viscoélastique avec anneau de fixation au 2<sup>e</sup> orteil.

TAILLE	POINTURE	GAUCHE	DROIT
		ACL 13	ACL 13
S	35 - 38	34010.2945503.6	34010.2945443.5
M	39 - 42	34010.2945526.5	34010.2945489.3
L	43 - 46	34010.2945549.4	34010.2945495.4

Non remboursé

Prescrire : Coussinet gel orteils - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

# PROTECTION PLANTAIRE Métatarses

LA PAIRE

## INDICATIONS :

Protège et soulage la zone des métatarses, Empêche la formation de cors, Absorbe les chocs et réduit les callosités.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Mini-bande plantaire en tissu élastique avec coussin en gel polymère.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	< 41	34015.6116198.3
2	≥ 41	34015.6116212.6

Non remboursé

Prescrire : Protection plantaire métatarses - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

# PROTECTEUR Hallux Valgus et Cors

1 UNITÉ

## INDICATIONS :

Protège et soulage les oignons douloureux et sensibles.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Absorbe et répartit les pressions sur l'Hallux Valgus grâce à son gel polymère,  
- Ne glisse pas,  
- Modèle bilatéral.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	< 41	34015.6116347.5
2	≥ 41	34015.6116353.6

Non remboursé

Prescrire : Protecteur hallux valgus et cors - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

# PROTECTEUR GEL Petit orteil

1 UNITÉ

## INDICATIONS :

Réduit la douleur, Protège l'exostose de l'articulation,  
Diminue la pression et les frottements causés par la chaussure.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée, tout en absorbant les chocs,
- Modèle bilatéral.

TAILLE	ACL 13
--------	--------

Unique 34010.2945420.6

Non remboursé

Prescrire : Protecteur gel petit orteil - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

# ÉCARTEUR & PROTECTEUR Hallux Valgus

1 UNITÉ

## INDICATIONS :

Protège et soulage les oignons douloureux,  
Réalignement de l'articulation, Amortit les pressions.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée, tout en absorbant les chocs,
- Modèle bilatéral.

TAILLE	ACL 13
--------	--------

Unique 34015.6117298.9

Non remboursé

Prescrire : Écarteur & protecteur hallux valgus - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

# ÉCARTEUR DE DOIGTS Hallux Valgus

2 UNITÉS

## INDICATIONS :

Réduit les frictions, Réalignement de l'articulation,  
Évite les Hallux Valgus.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée, tout en absorbant les chocs.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
S	35 - 38	34015.6117246.0
M	39 - 42	34015.6117252.1
L	43 - 46	34015.6117269.9

Non remboursé

Prescrire : Écarteur de doigts hallux valgus - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

FeetPAD®

# TUBE PROTECTEUR GEL Orteils et doigts

1 UNITÉ

## INDICATIONS :


Atténue la pression et la friction, Protection et hydratation des orteils,  
Favorise la cicatrisation, Protège les zones lésées.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère,
- Longueur 15 cm découpable,
- Couleur : ○ Blanc.

TAILLE	Ø DIAMÈTRE	ACL 13
S	15 mm	34010.2945650.7
M	20 mm	34010.2945667.5
L	25 mm	34010.2945673.6

**Non remboursé**



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



DÉCOUPABLE

Prescrire : Tube protecteur gel orteils et doigts - Orliman® FeetPAD

# TUBE PROTECTEUR GEL & TISSU Orteils et doigts

1 UNITÉ

## INDICATIONS :


Atténue la pression et la friction,  
Protection et hydratation des orteils, Favorise la cicatrisation.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère, Tissu : Polyamide et Élastomère,
- Longueur 15 cm découpable,
- Couleur : ● Chair.

TAILLE	Ø DIAMÈTRE	ACL 13
XS	20 mm	34015.6140245.1
S	25 mm	34015.6140251.2
M	30 mm	34015.6140268.0
L	35 mm	34015.6142238.1

**Non remboursé**



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



DÉCOUPABLE

Prescrire : Tube protecteur gel & tissu orteils et doigts - Orliman® FeetPAD

# DOIGTIER PROTECTEUR Orteils et doigts

1 UNITÉ

## INDICATIONS :


Orteil en marteau, Lésion kératosique,  
Superposition des orteils, Favorise la cicatrisation.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère, Tissu : Polyamide et Élastomère,
- Longueur 8,5 cm découpable.

TAILLE	Ø DIAMÈTRE	ACL 13
S	25 mm	34015.6133647.3
M	30 mm	34015.6138076.6
L	35 mm	34011.6138952.7

**Non remboursé**



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE




DÉCOUPABLE

Prescrire : Doigtier protecteur orteils et doigts - Orliman® FeetPAD

# CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE GAMME CHUT

Les chaussures thérapeutiques à usage temporaire sont destinées à des patients dont les anomalies constatées au niveau du pied demandent **un maintien, un chaussant particulier ou une correction que ne peut assurer un chaussant ordinaire** sans pour autant justifier l'attribution d'une chaussure thérapeutique sur-mesure.

## LES DE LA COLLECTION



Les technologies **COOLMAX®** et **CARBON®** ont été testées très haute activité antibactérienne par l'Institut de Recherche en Technologie Textile **AITEX®**. Les micro-organismes sont éliminés à **99%** de nos chaussures **CHUT FeetPAD®**.

\*Rapport de test n°2015AN2787 du 17/12/2015.



### ANTISTATIQUE

Grâce à sa conductivité, la fibre absorbe et disperse les charges électriques accumulées dans l'environnement ou au cours de l'exercice physique.



### BACTÉRIOSTATIQUE

Respecte la peau et la protège des bactéries et des poussières polluantes. Élimine le risque d'allergies.



### RÉGULATION DE LA CHALEUR ET DE L'HUMIDITÉ

Accélère le processus d'évaporation de la transpiration, ce qui ralentit la formation d'humidité sur la peau et maintient une température constante.



### HAUTE PERFORMANCE

Durant la marche, diminue la concentration d'acide lactique, améliore la circulation sanguine et l'apport d'oxygène aux cellules.



### NATUREL

100% naturel, non toxique et sans produit chimique.



### RÉFLÉCHISSANT

Protège le corps de l'absorption d'électricité statique, de la pollution électromagnétique et des rayons UV.



## INDICATIONS :

Pieds extra-larges, Cou-de-pied fort, Griffes d'orteils, Orteils en marteau, Durillons, Cors, Hallux Valgus - Oignons, Pathologies unguéales, Œdèmes post-opératoires, Pansements volumineux, Pieds rhumatoïdes.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle amovible fixée par 2 velcro® qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique,
- Tissu nid d'abeille pour une respiration optimale et un bon maintien du pied,
- Déperlant.

● BEIGE

● BLEU MARINE

POINTURE	ACL 13	
	BEIGE	BLEU MARINE
35	34010.6015064.8	34010.6015056.3
36	34010.6015065.5	34010.6015057.0
37	34010.6015067.9	34010.6015058.7
38	34010.6015389.2	34010.6015059.4
39	34010.6015390.8	34010.6015060.0
40	34010.6015392.2	34010.6015061.7
41	34010.6015393.9	34010.6015062.4
42	34010.6015394.6	34010.6015063.1

LPPR : 2166740 / 30,49€ <sup>TTC</sup>  l'unité, soit 60,98€ <sup>TTC</sup>  la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Oléron® - Orliman® FeetPAD



**Chaussure grand confort avec ouverture complète grâce aux 2 velcro®** idéal pour les personnes ayant du mal à se baisser.



## INDICATIONS :

Griffes d'orteils, Orteils en marteau, Durillons, Cors, Hallux Valgus - Oignons, Pathologies unguéales, Pieds rhumatoïdes.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Tissu élasthanne aux propriétés extensibles qui épouse les déformations du pied,
- Avant du pied large et souple,
- Semelle amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique,
- Déperlant.

● BORDEAUX

● NOIR

POINTURE	ACL 13	
	BORDEAUX	NOIR
35	34010.6015035.8	34010.6015403.5
36	34010.6015036.5	34010.6015404.2
37	34010.6015038.9	34010.6015405.9
38	34010.6015039.6	34010.6015406.6
39	34010.6015040.2	34010.6015407.3
40	34010.6015041.9	34010.6015408.0
41	34010.6015042.6	34010.6015409.7
42	34010.6015044.0	34010.6015410.3

LPPR : 2166740 / 30,49€ <sup>TTC</sup>  l'unité, soit 60,98€ <sup>TTC</sup>  la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Bréhat® - Orliman® FeetPAD

**Effet bi-matière** pour une chaussure élégante et féminine.



**Chaussure grand confort avec ouverture velcro®**



# MOLÈNE®



LA PAIRE

FEMME

**INDICATIONS :**

Pieds extra-larges, Cou-de-pied fort, Griffes d'orteils, Orteils en marteau, Hallux Valgus - Oignons, Pieds rhumatoïdes.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Semelle amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique,
- Déperlant.

● NOIR

POINTURE	ACL 13
35	34010.6015395.3
36	34010.6015396.0
37	34010.6015397.7
38	34010.6015398.4
39	34010.6015399.1
40	34010.6015400.4
41	34010.6015401.1
42	34010.6015402.8

LPPR : 2166740 / 30,49€<sup>TTC</sup> l'unité, soit 60,98€<sup>TTC</sup> la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Molène® - Orliman® FeetPAD

**Tissu nid d'abeille**  
pour une respiration optimale  
et un bon maintien du pied.



**Chaussure très confortable**  
équipée d'un seul velcro®  
à large ouverture



# BELLE-ÎLE®



LA PAIRE

FEMME

**INDICATIONS :**

Cou-de-pied fort, Hallux Valgus - Oignons, Pieds rhumatoïdes.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Sangle velcro® longue et ajustable pour épouser le cou-de-pied oedématisé,
- Tissu élasthanne souple qui épouse les déformations du pied,
- Semelle amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique,
- Déperlant.

● NOIR

POINTURE	ACL 13
35	34010.6015411.0
36	34010.6015412.7
37	34010.6015649.7
38	34010.6015650.3
39	34010.6015660.2
40	34010.6015661.9
41	34010.6015662.6
42	34010.6015663.3

LPPR : 2166740 / 30,49€<sup>TTC</sup> l'unité, soit 60,98€<sup>TTC</sup> la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Belle-Île® - Orliman® FeetPAD

**Effet bi-matière**  
pour une chaussure élégante  
et féminine.



**Chaussure confort**  
avec large ouverture  
grâce à sa boucle velcro®





CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

# QUIBERON®



LA PAIRE

HOMME

## INDICATIONS :

Pieds extra-larges, Cou-de-pied fort, Griffes d'orteils, Orteils en marteau, Durillons, Cors, Hallux Valgus - Oignons, Pathologies unguéales, Œdèmes post-opératoires, Pansements volumineux, Pieds rhumatoïdes.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure ultra confort équipée d'un velcro® et d'une semelle dimensionnée pour les pieds larges,
- Butée du pied totalement fermée,
- Semelle amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique,
- Déperlant.

● MARRON

POINTURE	ACL 13
39	34010.6015664.0
40	34010.6015665.7
41	34010.6015666.4
42	34010.6015667.1
43	34010.6015668.8
44	34010.6015670.1
45	34010.6015671.8
46	34010.6015672.5

LPPR : 2166740 / 30,49€ <sup>TTC</sup>  l'unité, soit 60,98€ <sup>TTC</sup>  la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Quiberon® - Orliman® FeetPAD



Tissu élégant imitation nubuk



Languette longue pour ajuster la fermeture aux pieds volumineux.

Facilité d'ouverture de la languette par pliage en une seule partie.

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

# RHUYS®



LA PAIRE

HOMME

## INDICATIONS :

Griffes d'orteils, Orteils en marteau, Hallux Valgus - Oignons, Pieds diabétiques, Séquelles post-traumatiques, Pieds rhumatoïdes.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Semelle amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique,
- Déperlant.

● NOIR

POINTURE	ACL 13
39	34010.6015673.2
40	34010.6015674.9
41	34010.6015676.3
42	34010.6015677.0
43	34010.6015678.7
44	34010.6015679.4
45	34010.6015680.0
46	34010.6015682.4

LPPR : 2166740 / 30,49€ <sup>TTC</sup>  l'unité, soit 60,98€ <sup>TTC</sup>  la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Rhuys® - Orliman® FeetPAD



Tissu nid d'abeille pour une respiration optimale et un bon maintien du pied.



Chaussure grand confort composée d'un velcro® pour une fermeture adaptée à la taille du pied.



\*Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.



LA PAIRE

MIXTE

## INDICATIONS :

Pieds extra-larges, Cou-de-pied fort, Griffes d'orteils, Orteils en marteau, Durillons, Cors, Hallux Valgus - Oignons, Pathologies unguéales, Œdèmes post-opératoires, Pansements volumineux, Pieds rhumatoïdes.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure ultra confort pour les pieds sensibles,
- Languette ergonomique qui épouse la butée du pied,
- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Semelle amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique,
- Mousse contrecollée sur tissu velcro® compatible, s'adapte à toutes les épaisseurs de pieds,
- Déperlant.

● NOIR

POINTURE	ACL 13
36	34010.6015045.7
37	34010.6015046.4
38	34010.6015047.1
39	34010.6015048.8
40	34010.6015049.5
41	34010.6015050.1
42	34010.6015051.8
43	34010.6015052.5
44	34010.6015053.2
45	34010.6015054.9
46	34010.6015055.6

LPPR : 2166740 / 30,49€<sup>TTC</sup> l'unité, soit 60,98€<sup>TTC</sup> la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Noirmoutier® - Orliman® FeetPAD

2 velcro® sur la tige et à l'arrière pour une ouverture complète



Modèle montant sur la cheville



Étiquette à l'intérieur de la tige pour inscrire le nom et le numéro de chambre du patient.



**Demandez notre guide de prise de mesures !**

Avec un protocole, un tableau de mesures et 25 feuilles détachables pour la prise de mesures.

# CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE GAMME CHUT


NOUVEAU

## COLLECTION CITADINE

pour être aussi à l'aise à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Élégante et résistante, notre **nouvelle collection Citadine**, adaptée à un usage extérieur, confère un maximum de confort aux pieds sensibles tout en apportant une aide efficace aux nombreuses pathologies plantaires nécessitant le port d'une chaussure thérapeutique à usage temporaire.

## LES DE LA COLLECTION




**RENFORT RIGIDE AU BOUT DE LA CHAUSSURE :**  
protège les orteils tout en apportant fermeté et bonne tenue à la chaussure.

**SEMELLE EXTÉRIEURE EN POLYURÉTHANE THERMOPLASTIQUE (TPU) :**


offre une grande élasticité et absorbe les chocs, pour un confort de marche accru.



**Sans compression**



**Respirante**



**Souple**



**Résistante**



**Facile à insérer**



**Esthétique**

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

**CHAUSEY®**

NOUVEAU



LA PAIRE

HOMME

### INDICATIONS :

Griffes d'orteils - Orteils en marteau, Pieds diabétiques, Pieds rhumatoïdes, Pieds extra-larges.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure équipée d'un velcro® et d'une semelle dimensionnée pour les pieds larges,
- Languette longue pour ajuster la fermeture aux pieds volumineux,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique.



● NOIR

POINTURE	ACL 13
39	34010.6028943.0
40	34010.6028944.7
41	34010.6028945.4
42	34010.6028946.1
43	34010.6028947.8
44	34010.6028948.5
45	34010.6028949.2
46	34010.6028950.8

LPPR : 2166740 / 30,49€ <sup>TTC</sup>  l'unité, soit 60,98€ <sup>TTC</sup>  la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Chausey® - Orliman® FeetPAD



INDICATIONS :

Pieds diabétiques, Pieds rhumatoïdes,  
Hallux valgus - Oignons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure souple et confortable dotée de 2 lanières velcro® ajustables à la forme du pied,
- Tissu Lycra® aux propriétés extensibles qui épouse parfaitement les déformations du pied sans sensation de gêne,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique.



● NOIR

POINTURE	ACL 13
35	34010.6028951.5
36	34010.6028952.2
37	34010.6028953.9
38	34010.6028954.6
39	34010.6028955.3
40	34010.6028957.7
41	34010.6028958.4
42	34010.6028959.1

LPPR : 2166740 / 30,49€<sup>TTC</sup> l'unité, soit 60,98€<sup>TTC</sup> la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Tatihou® - Orliman® FeetPAD



INDICATIONS :

Pieds diabétiques, Pieds rhumatoïdes,  
Hallux Valgus - Oignons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure souple et ouverte par une lanière velcro® ajustable aux cous-de-pied forts,
- Tissu Lycra® aux propriétés extensibles qui épouse parfaitement les déformations du pied sans sensation de gêne,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique.



● NOIR

POINTURE	ACL 13
35	34010.6028960.7
36	34010.6028961.4
37	34010.6028963.8
38	34010.6028964.5
39	34010.6028965.2
40	34010.6028966.9
41	34010.6028967.6
42	34010.6028968.3

LPPR : 2166740 / 30,49€<sup>TTC</sup> l'unité, soit 60,98€<sup>TTC</sup> la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Houat® - Orliman® FeetPAD



### **LA CRYOTHÉRAPIE**

La cryothérapie est une méthode de soins qui consiste à appliquer du froid sur une zone du corps afin de faire chuter la température cutanée. Elle est souvent pratiquée par les sportifs dans le but d'obtenir une récupération de la fonction musculaire plus rapide.

### **LES BANDES DE CONTENTION**

Les bandes de contention sont adaptées à la traumatologie sportive en général (entorses, tendinites, élongations, contention musculaire...). Elles protègent les zones sensibles et peuvent servir à maintenir les compresses dans le cadre d'un traitement en cryothérapie.



CRYO / BANDES



# COMMENT LE FROID SOULAGE-T-IL LA DOULEUR ?

## ANALGÉSIQUE ET ANTALGIQUE

Appliquer du froid sur une zone du corps à pour but de faire chuter la température cutanée. Ce « choc thermique » permet d'anesthésier les nerfs sensitifs qui conduisent le message douloureux envoyé au cerveau. Ce qui procure alors un effet antalgique immédiat.

## ANTI-ŒDÉMATEUX / ANTI-INFLAMMATOIRE

Lorsque les muscles ou les articulations sont enflammés, les vaisseaux sanguins ont pour réaction de se dilater (vasodilatation). Cette réaction rend leur paroi particulièrement perméable. Le liquide (plasma) peut alors s'infiltrer dans les tissus provoquant alors l'apparition d'un œdème. L'application immédiate du froid, associée à une légère compression et une position surélevée, permet de minimiser la dilatation des vaisseaux limitant ainsi la formation de gonflements et ralentissant le processus inflammatoire.

## RECOMMANDATION

Ne mettez pas de glace à même la peau, pour éviter tout risque de brûlure ou de gelure.



## PROTOCOLE RICE

Le protocole RICE (ou GREC) est une méthode de premiers soins qui a pour but de diminuer la douleur, éviter les œdèmes, favoriser le rétablissement et la récupération de la fonction articulaire.

### REPOS

Mettre l'articulation en repos strict afin d'éviter que la lésion ne s'aggrave.

### ICE

Appliquer du froid pour un effet antalgique et anti-inflammatoire.

### COMPRESSION

Effectuer une compression sur la zone douloureuse afin de favoriser l'action du froid et de réduire la douleur.

### ÉLÉVATION

Maintenir l'articulation surélevée pour favoriser la circulation sanguine et diminuer la pression au niveau de la zone douloureuse.

# ATTELLES DE CRYOTHÉRAPIE CRYOTEC®

ATTELLE DE GENOU

## KIT COMPRESSIVE CRYOTEC®

NOUVEAU

IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Post-traumatique, Entorse avec œdème, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Compression + thérapie par le froid, fournie avec 2 compresses de froid Cryopad® 30 x 15 cm (possibilité d'utilisation avec 4 compresses 15 x 15 cm),
- Éclisses postérieures et latérales amovibles.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	EAN 13	ACL 7
1	< 160 cm	51 cm	3664338.000933	6034893
2	> 160 cm	61 cm	3664338.000940	6034895

LPPR : 2124338 / 57,23€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Kit Compressive Cryotec® - Orliman®

ATTELLE DE GENOU COMPRESSIVE SEULE (sans compresses de froid Cryopad®)

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	EAN 13	ACL 7
1	< 160 cm	51 cm	3664338.000858	6034718
2	> 160 cm	61 cm	3664338.000865	6034719

LPPR : 2124338 / 57,23€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Attelle de genou Compressive seule - Orliman®



ATTELLE DE CHEVILLE

## 2 EN 1 CRYOTEC®

IMMOBILISATION



CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins amovibles en mousse à mémoire de forme,
- 2 coussins amovibles Air/Gel réfrigérants permettant d'effectuer des séances de froid en cas d'œdème.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	< 160 cm	3664338.000612	6034692
Standard	> 160 cm	3664338.000629	6034693

LPPR : 2107972 / 27,44€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Attelle de cheville 2 en 1 Cryotec® - Orliman®

ATTELLE DE CHEVILLE

## AIR/GEL CRYOTEC®

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	< 160 cm	3664338.001183	6035109
Standard	> 160 cm	3664338.001220	6035113

LPPR : 2107972 / 27,44€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Attelle de cheville Air/Gel Cryotec® - Orliman®

ATTELLE DE CHEVILLE

## GONFLABLE CRYOTEC®

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	< 160 cm	3664338.001268	6035118
Standard	> 160 cm	3664338.001176	6034952

LPPR : 2107972 / 27,44€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Attelle de cheville gonflable Cryotec® - Orliman®

## KIT DENTAIRE CRYOTEC®

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.000926	6034889

Non remboursé

Prescrire : Kit dentaire Cryotec® - Orliman®




# CRYOPUMP® , LE SOIN PAR LA CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Les produits CRYOPUMP® associent la technologie de la **cryothérapie** et la **compression localisée**.

Grâce à la compresse de gel et à la zone d'air adaptées à la morphologie et physiologie du corps humain, ces attelles apportent un **soin en continu** et une diffusion du froid sur toute la zone musculaire et articulaire.

## La technologie des produits CRYOPUMP®



CRYOPUMP®

## ÉPAULIÈRE

NOUVEAU

### INDICATIONS :

Post-opératoire et post-traumatique.

### CARACTÉRISTIQUES :

- L'épaulière anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement au niveau de l'acromion pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses trois sangles (dont une amovible) facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement.

### LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 sangle amovible,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

TAILLE	ACL 13
--------	--------

Unique 34010.6028940.9

LPPR : 1156684 / 15,24€<sup>TTC</sup>

Prescrire : Épaulière Cryopump® - Orliman®



CRYOPUMP®

# GENOUILLÈRE

NOUVEAU

## INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,  
Post-opératoire et post-traumatique.

## CARACTÉRISTIQUES :

- La genouillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement rotulien pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses deux sangles facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement.

## LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.6028941.6
LPPR : 2124338 / 57,23€ <sup>TTC</sup>	

Prescrire : Genouillère Cryopump® - Orliman®



Comresse de gel anatomique pour une meilleure répartition du froid.

CRYOPUMP®

# CHEVILLÈRE

NOUVEAU

## INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,  
Post-opératoire et post-traumatique,  
Rééducation.

## CARACTÉRISTIQUES :

- La chevillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement au niveau du talon pour une meilleure adaptation morphologique,
- Sa sangle facilite la mise en place du produit même en présence de pansement.

## LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.001480	6035380
LPPR : 2107972 / 27,44€ <sup>TTC</sup>		

Prescrire : Chevillère Cryopump® - Orliman®



Comresse de gel anatomique pour une meilleure répartition du froid.

# COMPRESSES DE FROID CRYOPAD® & CHAUD/FROID THERMOPAD®

COMPRESSE DE FROID RÉUTILISABLE

## CRYOPAD®

NOUVEAU

INDICATIONS :

Hématomes, Entorses, Élongations, Maux de tête, Tendinites, Arthrose (poussée inflammatoire), Piqûres d'insectes, Douleurs dentaires...

CARACTÉRISTIQUES :

- Livrée avec sa housse de protection,
- Dimensions au choix : Kids (13 x 14 cm), 15 x 15 cm et 30 x 15 cm,
- **Les compresses Cryopad® Kids doivent être manipulées par un adulte.**



TAILLE	EAN 13	ACL 7
Kids	3664338.000605	6034691
15 x 15 cm	3664338.000582	6034688
30 x 15 cm	3664338.000599	6034689

Non remboursé

Prescrire : Compresse de froid Cryopad® - Orliman®

Diffusion du froid :  
2h (15 x 15 cm, Kids) ou 4h (30 x 15 cm)

- Diffusion d'un froid constant et de longue durée,
- **Malléable** grâce à la technologie de type flocon de neige,
- **Ne brûle pas la peau.**

COMPRESSE CHAUD/FROID RÉUTILISABLE

## THERMOPAD®

NOUVEAU

INDICATIONS :

**Chaud :** Contractures, Courbatures, Lumbalgie, Arthrose (raideur articulaire), Crampes, Douleurs musculaires, Torticolis...

**Froid :** Hématomes, Entorses, Élongations, Maux de tête, Arthrose (poussée inflammatoire), Piqûres d'insectes, Douleurs dentaires...

CARACTÉRISTIQUES :

- Livrée avec sa housse de protection,
- Dimensions au choix : Kids (13 x 14 cm), 15 x 15 cm et 30 x 15 cm,
- **Les compresses Thermopad® Kids doivent être manipulées par un adulte.**



Diffuse 20 minutes de chaud ou froid

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Kids	3664338.000841	6034717
15 x 15 cm	3664338.000827	6034714
30 x 15 cm	3664338.000834	6034716

Non remboursé

Prescrire : Compresse chaud/froid Thermopad® - Orliman®

# BANDES DE CONTENTION NEOSTRAP®




Les nouvelles bandes de contention **Neostrap®** sont élégantes, confortables et respirantes. Grâce à leur conception spécifique et leur système de fixation velcro® micro-injection, elles vous permettront d'effectuer **un strapping efficace sans coller à la peau**. Sans Latex, **hypoallergéniques**, elles sont **lavables et réutilisables plusieurs fois**.

**Neostrap®**, l'élément indispensable dans votre trousse à pharmacie, à la maison ou en voyage.

## TABLEAU DE RECOMMANDATION


### TECHNOLOGIE NEOSTRAP®



**TISSAGE ESTHÉTIQUE ET PERFORMANT**  
Velcro® compatible,  
Indémaillable  
(découpable dans les 2 sens).

**REVÊTEMENT "SECONDE PEAU"**  
Pour un contact cutané agréable,  
confortable et un maintien optimal.  
(Sans Latex, hypoallergénique,  
sans agent collant, résistant aux usages répétés.)

**VELCRO® MICRO-INJECTION**  
pour une fixation parfaite  
et un maintien performant.



**RESPIRANTE ET EXTENSIBLE**




- Doigts/orteils  
- Petits bobos

2,5 CM



- Coude/poignet  
- Cheville

5 CM



- Genou  
- Mollet

7,5 CM



- Épaule  
- Cuisse

10 CM



- Cryothérapie  
(maintien de  
compresse)

10 CM

BANDE DE CONTENTION RÉUTILISABLE

## NEOSTRAP®

**NOUVEAU**

- Une contention adaptée à la traumatologie sportive et générale (entorses, tendinites, élongations, contusions, contention musculaire...),
- Un maintien de pansements et une protection des zones sensibles (plaies des extrémités, tête, épaules, talons...),
- Un maintien de compresse dans le cadre de traitement en cryothérapie (compresses de froid Cryopad® et chaud/froid Thermopad®, Protocole R.I.C.E.).

● NOIR

TAILLE	EAN 13	ACL 7
2,5 cm x 50 cm	3664338.001381	6035131
5 cm x 1 m	3664338.001398	6035132
7,5 cm x 1 m	3664338.001404	6035134
10 cm x 1,5 m	3664338.001411	6035136

Non remboursé

Prescrire : Bande de contention Neostrap® - Orliman®



CRYO / BANDES



### **TOUJOURS PRÉSENTS POUR VOUS AIDER AU QUOTIDIEN**

Afin de développer votre expertise et de mettre en avant votre gamme d'orthopédie et de podologie, nous vous proposons divers outils, permanents ou saisonniers, pour l'équipe officinale ou vos patients.



# OUTILS



**ORLIMAN®**

# MERCHANDISING





### **ACTIVITÉS SPORTIVES, PRÉVENTION, PATHOLOGIES DIVERSES...**

Vos patients sont toujours à la recherche de conseils et d'information, ils comptent donc sur votre expertise pour les guider et leur délivrer le produit qui leur sera le plus adapté.

En parallèle, la catégorie de l'orthopédie est en plein essor et de plus en plus visible : elle nécessite une segmentation claire et impactante, pour que chacun puisse y trouver la solution adéquate.

### **TOTEMS, AFFICHES, RÉGLETTES, CONSEILS DE MERCHANDISING...**

nous vous accompagnons avec plaisir dans la mise en avant de votre rayon afin que votre expertise soit valorisée.

**N'hésitez pas à demander conseil à votre technico-commercial(e) ou à nous contacter afin de vous proposer les outils les plus adaptés à vos besoins.**



WWW.ORLIMAN.FR

NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET  
EST EN LIGNE !



NOUVEAU

**Nous vous invitons à découvrir notre nouveau site internet [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)**

Retrouvez tous nos produits, des informations sur les pathologies ou encore votre nouvel Espace Pro dans un environnement plus ergonomique et adapté à tous vos supports de navigation (ordinateur, smartphone ou tablette).

### **NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS ACCESSIBLE EN 1 CLIC.**

Grâce à une navigation simplifiée, retrouvez facilement **l'ensemble des produits de la gamme Orliman®**, ainsi que toutes les informations utiles telles que les caractéristiques techniques, les indications, les prises de mesures ou encore les guides de tailles.

### **TÉLÉCHARGEZ LES RESSOURCES PRODUITS SUR VOTRE ESPACE PRO.**

**Créez votre compte sur [orliman.fr](http://www.orliman.fr)** et accédez au téléchargement des ressources produits (notices, fiches techniques, visuels produits) et à nos différents catalogues.

### **ET BIENTÔT...**

Nous développons une nouvelle plateforme de e-learning qui sera bientôt accessible...

**Restez connecté(e) !**

  
**ORLIMAN®**



# ORLIMAN®



SM Europe • Z.A. La Herbetais • 35520 La Mézière • Tél. : 02 99 66 41 41 • Fax : 02 99 66 41 31

[www.orliman.fr](http://www.orliman.fr) • [smeurope@smeurope.fr](mailto:smeurope@smeurope.fr)

Siret : 420574626 R.C.S. Rennes • 05/2017

Crédits photos : SM Europe® • Christophe Lecrenais • Vincent Bauza • Fotolia® • iStock® • Thinkstock®